


Neuro Plating System : ThinFlap

頭蓋骨固定システム シンフラップ



ZIMMER BIOMET

ThinFlap : Keeping A Low Profile.



メッシュ
85x53x0.3MM
19-1030

ThinFlap 製品特長

- 0.3mm の Low Profile デザイン
- 純チタン素材グレードIV



スクリューデザイン

- ピックアップしやすい把持力
- スムーズなスクリューの挿入



メッシュプレート

- 様々な形状にカット、折り曲げ可能

Plate



プレート直
2穴
19-1005



プレート直
4穴
19-1045




プレート WY 型
19-1060



プレートスクエア
4穴
19-1015




プレートバーホール
ミディアム 18.5MM
19-1020B




プレートバーホール
ラージ 24MM
19-1021



シャントミディアム
SP-1942



メッシュ
85x53x0.3MM
19-1030



プレートギャップ
35MM
19-1025

Screws

X = クロス
E = エマージェンシー

セルフドリリングスクリュー

91-6703 セルフドリリング 1.5 × 3.5MM
91-6704 セルフドリリング 1.5 × 4MM



エマージェンシースクリュー

91-6904 1.8 × 4MM エマージェンシー



Instrumentation



1.5 ブレード
15-1194



スクリュードライバーハンドル GREEN
01-7390



プレート把持鑷子
01-9095



プレートワイヤーカッター
51-1362



THIN FLAP コンテナ
SP-2334

※ Plates のサイズは実物大です。

※ Instrumentation、Screws のサイズは実物大ではありません。



製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社

〒 105-0011 東京都港区芝公園二丁目 11 番 1 号 住友不動産芝公園タワー 15 階

Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620

<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

販売名：ThinFlap システム

医療機器製造販売承認番号：22100BZX00855000

規制区分：高度管理医療機器

一般的名称：体内固定用プレート

機能区分：061 固定用内副子（プレート）（10）その他のプレート ① 標準 ア 指骨、頭蓋骨、顔面骨、上下顎骨用 i ストレート型・異形型

061 固定用内副子（プレート）（10）その他のプレート ① 標準 オ 頭蓋骨閉鎖用 i バーホール型

061 固定用内副子（プレート）（10）その他のプレート ① 標準 ア 指骨、頭蓋骨、顔面骨、上下顎骨用 ii メッシュ型

060 固定用内副子（スクリュー）（5）その他のスクリュー ① 標準型 ア 小型スクリュー（頭蓋骨・顔面・上下顎骨用）

販売名：ローレンツ骨手術用器械

医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CT0027

規制区分：一般医療機器

一般的名称：骨手術用器械