

Oxford Partial Knee



Ordering Information




製品名	カタログ番号	規 格
オックスフォード UKA ハイレックスフェモラルコンポーネント	166940	エクストラスモール
	166941	スモール
	166942	ミディアム
	166943	ラージ

販売名：バイオメット オックスフォード
医療機器製造販売承認番号：21300BZY00568000
規制区分：高度管理医療機器
一般の名称：片側型人工膝関節
機能区分：058人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ④ 片側置換用材料 (間接固定型) ア 標準型



製品名	カタログ番号	規 格
オックスフォード UKA ハイレックスフェモラルコンポーネント セメントレス	154912	エクストラスモール
	154925	スモール
	154926	ミディアム
	154927	ラージ

販売名：バイオメット オックスフォードセメントレスシステム
医療機器製造販売承認番号：22700BZX00164000
規制区分：高度管理医療機器
一般の名称：片側型人工膝関節
機能区分：058人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ③ 片側置換用材料 (直接固定型)
058人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ③ 片側置換用材料 (直接固定型)



フェモラルコンポーネント曲率半径

規 格	曲率半径
エクストラスモール	20.3mm
スモール	22.0mm
ミディアム	23.8mm
ラージ	25.7mm




製品名	カタログ番号	規 格	カタログ番号	規 格
オックスフォード UKA ティビアルトレイ	159531	AA 左内側	159532	AA 右内側
	154718	A 左内側	154719	A 右内側
	154720	B 左内側	154721	B 右内側
	154722	C 左内側	154723	C 右内側
	154724	D 左内側	154725	D 右内側
	154726	E 左内側	154727	E 右内側

販売名：バイオメット オックスフォードシステム
医療機器製造販売承認番号：21600BZY00573000
規制区分：高度管理医療機器
一般の名称：片側型人工膝関節
機能区分：058人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ④ 片側置換用材料 (間接固定型) ア 標準型
058人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ④ 片側置換用材料 (間接固定型) ア 標準型
058人工膝関節用材料 (4) インサート (1)



製品名	カタログ番号	規 格	カタログ番号	規 格
オックスフォード UKA ティビアルトレイ セメントレス	166570	AA 左内側	166571	AA 右内側
	166845	A 左内側	166846	A 右内側
	166572	B 左内側	166573	B 右内側
	166574	C 左内側	166575	C 右内側
	166576	D 左内側	166577	D 右内側
	166578	E 左内側	166579	E 右内側

販売名：バイオメット オックスフォードセメントレスシステム
医療機器製造販売承認番号：22700BZX00164000
規制区分：高度管理医療機器
一般の名称：片側型人工膝関節
機能区分：058人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ③ 片側置換用材料 (直接固定型)
058人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ③ 片側置換用材料 (直接固定型)



ティビアルトレイ サイズスペック

規 格	a	b
AA	45.2	24.0
A	45.2	26.0
B	48.4	26.2
C	51.6	28.0
D	54.8	29.8
E	58.0	31.6



オックスフォード UKA
アナトミックベアリング

製品名	カタログ番号	規 格	カタログ番号	規 格
オックスフォード UKA アナトミックベアリング	159790	左内側エクストラスモール 3	160790	右内側エクストラスモール 3
	159791	左内側エクストラスモール 4	160791	右内側エクストラスモール 4
	159792	左内側エクストラスモール 5	160792	右内側エクストラスモール 5
	159793	左内側エクストラスモール 6	160793	右内側エクストラスモール 6
	159794	左内側エクストラスモール 7	160794	右内側エクストラスモール 7
	※159795	左内側エクストラスモール 8	※160795	右内側エクストラスモール 8
	※159796	左内側エクストラスモール 9	※160796	右内側エクストラスモール 9
	159540	左内側スモール 3	159568	右内側スモール 3
	159541	左内側スモール 4	159569	右内側スモール 4
	159542	左内側スモール 5	159570	右内側スモール 5
	159543	左内側スモール 6	159571	右内側スモール 6
	159544	左内側スモール 7	159572	右内側スモール 7
	159545	左内側スモール 8	159573	右内側スモール 8
	159546	左内側スモール 9	159574	右内側スモール 9
	159547	左内側ミディアム 3	159575	右内側ミディアム 3
	159548	左内側ミディアム 4	159576	右内側ミディアム 4
	159549	左内側ミディアム 5	159577	右内側ミディアム 5
	159550	左内側ミディアム 6	159578	右内側ミディアム 6
	159551	左内側ミディアム 7	159579	右内側ミディアム 7
	159552	左内側ミディアム 8	159580	右内側ミディアム 8
	159553	左内側ミディアム 9	159581	右内側ミディアム 9
	159554	左内側ラージ 3	159582	右内側ラージ 3
	159555	左内側ラージ 4	159583	右内側ラージ 4
	159556	左内側ラージ 5	159584	右内側ラージ 5
	159557	左内側ラージ 6	159585	右内側ラージ 6
	159558	左内側ラージ 7	159586	右内側ラージ 7
	159559	左内側ラージ 8	159587	右内側ラージ 8
	159560	左内側ラージ 9	159588	右内側ラージ 9

販売名：バイオメット オックスフォードシステム
医療機器製造販売承認番号：21600BZY00573000

規制区分：高度管理医療機器

一般的名称：片側型人工膝関節

機能区分：058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ④ 片側置換用材料 (間接固定型) ア 標準型
058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ④ 片側置換用材料 (間接固定型) ア 標準型
058 人工膝関節用材料 (4) インサート (1)

※エクストラスモール 8、9 はオプションサイズになります。

Ordering Information




製品名	カタログ番号	規 格	カタログ番号	規 格
オックスフォード UKA Fix 型 ティビアルコンポーネント	US154743	A5 左外側 / 右内側	US154742	A5 右外側 / 左内側
	US154745	A6 左外側 / 右内側	US154744	A6 右外側 / 左内側
	US154747	A7 左外側 / 右内側	US154746	A7 右外側 / 左内側
	US154749	A8 左外側 / 右内側	US154748	A8 右外側 / 左内側
	US154703	B5 左外側 / 右内側	US154702	B5 右外側 / 左内側
	US154705	B6 左外側 / 右内側	US154704	B6 右外側 / 左内側
	US154707	B7 左外側 / 右内側	US154706	B7 右外側 / 左内側
	US154709	B8 左外側 / 右内側	US154708	B8 右外側 / 左内側
	US154713	C5 左外側 / 右内側	US154712	C5 右外側 / 左内側
	US154715	C6 左外側 / 右内側	US154714	C6 右外側 / 左内側
	US154717	C7 左外側 / 右内側	US154716	C7 右外側 / 左内側
	US154719	C8 左外側 / 右内側	US154718	C8 右外側 / 左内側
	US154723	D5 左外側 / 右内側	US154722	D5 右外側 / 左内側
	US154725	D6 左外側 / 右内側	US154724	D6 右外側 / 左内側
	US154727	D7 左外側 / 右内側	US154726	D7 右外側 / 左内側
	US154729	D8 左外側 / 右内側	US154728	D8 右外側 / 左内側

販売名：Vanguard M Uni コンポーネント
医療機器製造販売承認番号：21600BZY00657000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：片側型人工膝関節
機能区分：058人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ④ 片側置換用材料 (間接固定型) ア 標準型
058人工膝関節用材料 (4) インサート (1)

注記：Fix 型コンポーネントのサイズ A は、モジュラー型トレイのサイズ AA の大きさに相当します。
モジュラー型トレイのサイズ A に相当するサイズはありません。

Fix 型ティビアルコンポーネント サイズスペック

規 格	a	b
A	45.2	24.0
B	48.3	26.2
C	51.5	28.0
D	54.7	29.8




Oxfordを成功させる為のキーポイントは、専用の手術器械を使用することです。
このBlade Setの中にはKeelカットソーブレードが入っています。


このブレードを使用することでキールを正確に掘削することが可能であり、また脛骨の骨折のリスクを軽減します。

3パックブレードセットには、**レシプロケーター、オシレーター、キールカットソーブレード**がセットされています。これらには、骨切り時に指標となる目盛りや、パワーインスツルメント接続部分のオフセット形状等の工夫が施されています。ハブ形状に関しては図を参照してください。

注記：Stryker Sysytem7 のHubは、Stryker System 4/5/6にも接続することが可能です。




製品名	カタログ番号	Hub Fitting
Complete 3-Pack Saw Blade Set (Cemented)	11-4844	Stryker System7
	11-3583	Linbatec®



製品名	カタログ番号	Hub Fitting
Complete 3-Pack Saw Blade Set (Cementless)	11-4845	Stryker System7
	11-3586	Linbatec®



製品名	カタログ番号	Hub Fitting
Reciprocating Saw Blades	11-3500	Stryker
	11-3501	Linbatec®



製品名	カタログ番号	Hub Fitting
Oscillating Saw Blades	11-4862	Stryker System7




製品名	カタログ番号	Hub Fitting
Keel Cut Saw Blades (Cemented)	11-3541	Stryker
	11-3542	Linbatec®




製品名	カタログ番号	Hub Fitting
Keel Cut Saw Blades (Cementless)	11-3538	Stryker
	11-3539	Linbatec®

(1) Keel Cut & Reciprocating Saw Blade Hub Fitting




Stryker



Linvatec®

(2) Oscillating Saw Blade Hub Fitting




Stryker System7



Linvatec®

(3) 3-Pack Saw Blade Set

Oscillating




厚み0.89mm 長さ90mm 幅13mm

Reciprocating



厚み1.2mm 長さ70mm 深さ10mm

Cemented
Keel Cut



深さ13mm 幅3.6mm

Cementless
Keel Cut



深さ12mm 幅2.9mm

販売名：Biomet ブレード滅菌済み
医療機器製造販売認証番号：226ADBZX00060000
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス (商品のご注文) Tel.03-6700-1071
Fax.0463-30-4821

営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡