



Vanguard ROCC

Rotating Platform Knee

BIOMET

A New Addition to the Vanguard Complete System

LONG, DEEP TROCHLEA GROOVE

全可動域において適切な
パテラトラッキングを再現

OPTIMISED TIBIAL-FEMORAL ARTICULATION

接触面積増大により
磨耗特性が改善

DIRECT COMPRESSION MOULDED ARCOM®

証明された磨耗特性¹

HIGHLY POLISHED TIBIAL TRAYS

ベアリング下面の磨耗を低減

MODULAR STEM OPTIONS

手術中の安定性を提供

長さ：35mm/65mm/120mm

径：11mm/13mm/15mm/17mm





BROAD POSTERIOR CONDYLES

良好な可動域、適切なカバレッジ、
大腿骨オフセットの再現を提供



UNIQUE CONCAVE/CONVEX ARTICULAR DESIGN

全ての屈曲角度において安定性
を提供



BUILT IN 7 DEGREE POSTERIOR SLOPE

膝関節の自然なキネマティクス
を模し、適切な屈曲が可能

FINNED TIBIAL COMPONENT

回旋安定性が増大

9 TIBIAL TRAY SIZES

適切なサイズ適合

A New Addition to the Vanguard Complete System

Ordering Information

コバルトクロムモリブデン合金


セメントレスタイプ

VANGUARD ROCC フェモラル					
サイズ		カタログ番号	a	b	c
55	右	P09VMD01	58	38	54
	左	P09VMG01			
57.5	右	P09VMD02	60	40	56
	左	P09VMG02			
60	右	P09VMD03	63	42	59
	左	P09VMG03			
62.5	右	P09VMD04	65	44	61
	左	P09VMG04			
65	右	P09VMD05	68	47	63
	左	P09VMG05			
67.5	右	P09VMD06	70	49	65
	左	P09VMG06			
*70	右	P09VMD07	73	51	68
	左	P09VMG07			
*72.5	右	P09VMD08	75	53	70
	左	P09VMG08			
*75	右	P09VMD09	78	56	72
	左	P09VMG09			

*はオプションです。単位：mm

販売名：Vanguard RP セメントレスシステム

承認番号：22800BZX00021000



コバルトクロムモリブデン合金


セメントタイプ

VANGUARD ROCC フェモラル インターロック					
サイズ		カタログ番号	a	b	c
55	右	P09V0D01	58	38	54
	左	P09V0G01			
57.5	右	P09V0D02	60	40	56
	左	P09V0G02			
60	右	P09V0D03	63	42	59
	左	P09V0G03			
62.5	右	P09V0D04	65	44	61
	左	P09V0G04			
65	右	P09V0D05	68	47	63
	左	P09V0G05			
67.5	右	P09V0D06	70	49	65
	左	P09V0G06			
*70	右	P09V0D07	73	51	68
	左	P09V0G07			
*72.5	右	P09V0D08	75	53	70
	左	P09V0G08			
*75	右	P09V0D09	78	56	72
	左	P09V0G09			

*はオプションです。単位：mm

販売名：Vanguard ROCC インターロックシステム


承認番号：22900BZX00366000



本カタログに記載されていない製品サイズにつきましては弊社または
弊社営業担当にお問い合わせください。

超高分子量ポリエチレン

VANGUARD ROCC ヘアリング						
カタログ番号	サイズ			カタログ番号	サイズ	
P11V0110	55	10		P11V0610	67.5	10
P11V0112		12		P11V0612		12
P11V0114		14		P11V0614		14
P11V0116		16		P11V0616		16
P11V0118		18		P11V0618		18
P11V0120		20		P11V0620		20
P11V0210	57.5	10		P11V0710	*70	10
P11V0212		12		P11V0712		12
P11V0214		14		P11V0714		14
P11V0216		16		P11V0716		16
P11V0218		18		P11V0718		18
P11V0220		20		P11V0720		20
P11V0310	60	10		P11V0810	*72.5	10
P11V0312		12		P11V0812		12
P11V0314		14		P11V0814		14
P11V0316		16		P11V0816		16
P11V0318		18		P11V0818		18
P11V0320		20		P11V0820		20
P11V0410	62.5	10		P11V0910	*75	10
P11V0412		12		P11V0912		12
P11V0414		14		P11V0914		14
P11V0416		16		P11V0916		16
P11V0418		18		P11V0918		18
P11V0420		20		P11V0920		20
P11V0510	65	10	*はオプションです。 単位: mm			
P11V0512		12	販売名: Vanguard RP セメントレスシステム			
P11V0514		14	承認番号: 22800BZX00021000			
P11V0516		16				
P11V0518		18				
P11V0520		20				



超高分子量ポリエチレン

セメントタイプ

VANGUARD ROCC パテラ		
カタログ番号	サイズ	厚さ
P12V0001	30	9
P12V0002	33	9.5
P12V0003	36	10.5
P12V0004	39	11

単位：mm
販売名：Vanguard RP セメントレスシステム
承認番号：22800BZX00021000



本カタログに記載されていない製品サイズにつきましては弊社または
弊社営業担当にお問い合わせください。

A New Addition to the Vanguard Complete System

Ordering Information

コバルトクロムモリブデン合金


セメントレスタイプ

VANGUARD ROCC ティピアルトレイ	
カタログ番号	サイズ
P10VH001	M/L 59 X A/P 38
P10VH002	M/L 63 X A/P 41
P10VH003	M/L 67 X A/P 43
P10VH004	M/L 71 X A/P 46
P10VH005	M/L 75 X A/P 48
P10VH006	*M/L 79 X A/P 51

*はオプションです。単位：mm

販売名：Vanguard RP セメントレスシステム

承認番号：22800BZX00021000



コバルトクロムモリブデン合金


セメントタイプ

VANGUARD ROCC ティピアルトレイ インターロック	
カタログ番号	サイズ
P10V0001	M/L 59 X A/P 38
P10V0002	M/L 63 X A/P 41
P10V0003	M/L 67 X A/P 43
P10V0004	M/L 71 X A/P 46
P10V0005	M/L 75 X A/P 48
P10V0006	*M/L 79 X A/P 51

*はオプションです。単位：mm

販売名：Vanguard ROCC インターロックシステム

承認番号：22900BZX00366000



チタン合金

VANGUARD ROCC ステム	
カタログ番号	サイズ
P1020L03	35 X 11
P1021013	35 X 13
P1021015	35 X 15
P1021017	35 X 17
P1022011	65 X 11
P1022013	65 X 13
P1022015	65 X 15
P1022017	65 X 17
P1023011	120 X 11
P1023013	120 X 13
P1023015	120 X 15
P1023017	120 X 17

単位：mm

販売名：Vanguard RP セメントレスシステム

承認番号：22800BZX00021000



本カタログに記載されていない製品サイズにつきましては弊社または
弊社営業担当にお問い合わせください。

サイズ互換表

		Bearing Size								
		55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75
Baseplate Size	59	•	•							
	63	•	•	•						
	67	•	•	•	•					
	71	•	•	•	•	•	•			
	75	•	•	•	•	•	•	•	•	
	79	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	83	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	87	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	91	•	•	•	•	•	•	•	•	•

注記：ベアリングサイズ = フェモラルサイズ

1. Mending J, 4.4 of Tibial Polyethylene: A ten year follow-up study
CORR, 388, pp.112-117

Disclaimer

Biomet France Sarl, Plateau de Lautagne. B.P. 75. 26903 Valence, as the manufacturer of this device, does not practice medicine and does not recommend any particular surgical technique for use on a specific patient. The surgeon who performs any implant procedure is responsible for determining and utilising the appropriate techniques for implanting the prosthesis in each particular patient. Biomet France Sarl is not responsible for selection of the appropriate surgical technique to be utilised for an individual patient.

The name ROCC is an international trademark owned by Dr. Michel Bercovy and used by Biomet under license granted by Dr. Bercovy



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821
- 製品のお問合せ Tel. 03-6402-6602

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡