



BB Shooter

Meniscus Needle Holder

BB Shooter Meniscus Needle Holder

半月板の中節から後節の断裂部位にかけて縫合糸を関節内から関節外に進め、関節包上で糸を結紮する inside-out 法を行うためのデバイスで、ハンドル上のレバーをロックすることでニードルを把持しながら半月板に刺入することが可能です。



BB Shooter メニスカスニードルホルダー



カニューラ




レトラクター

Meniscus Cannula

半月板の前節の断裂部位に対してアプローチできる形状（LA、RA）。



メニスカスカニューラ



バンダー

Ordering Information

カタログ番号	品名
JS-8006-000-00	BB Shooter メニスカスニードルホルダー
JS-8006-001-00	BB Shooter カニューラ オブチュレーター付 径 3.5mm
JS-8006-002-00	BB Shooter カニューラ オブチュレーター付 径 5.5mm
JS-8006-003-00	BB Shooter カニューラ オブチュレーター付 径 8.0mm
JS-8006-004-00	膝窩部レトラクター

販売名：メニスカスニードル手術用器械
医療機器製造販売届出番号：22B3X00005ZB0021
規制区分：一般医療機器
一般的名称：関節手術用器械
製造販売業者：株式会社 KSI

カタログ番号	品名
CM-0307N	BroadBand テープ メニスカスニードル 1.0mm

販売名：ZB テープ
医療機器製造販売承認番号：30300BZX00148000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：非吸収性人工靱帯、非吸収性人工腱
機能区分：077 人工靱帯
製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社



カタログ番号	品名
JS-8003-003-00	メニスカスカニューラ RA
JS-8003-004-00	メニスカスカニューラ LA
JS-8003-008-00	メニスカスカニューラ R
JS-8003-009-00	メニスカスカニューラ L
JS-8003-010-00	メニスカスカニューラ S
JS-8003-011-00	メニスカスバンダー

販売名：Meniscus Cannula セット
医療機器製造販売届出番号：13B1X00274000281
規制区分：一般医療機器
一般的名称：結紮器及び縫合器／ワイヤ・結さつ糸バサ
製造販売業者：株式会社 田中医科器械製作所

カタログ番号	品名
BE-ZB02NB-75SR	メニスカスニードル黒ナイロンブレード #2-0 1 箱 10 本入り

販売名：ベアー印ナイロンブレード糸付縫合針
医療機器製造販売承認番号：16200BZZ00809000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：ポリアミド縫合糸
製造販売業者：株式会社ベアーメディック



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス (商品のご注文) Tel. 03-6700-1071
Fax. 0463-30-4821

営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡