


Arthroscopic Resection

シェーバーシステム



D4000
CONSOLE



Ergo™
HANDPIECE



TURBO
HANDPIECE



エルゴ 2 ボタンハイスピードシェーバーハンドピース

エルゴは、Ergonomics（人間工学）に基づいて設計されました。術者に適したバランスを提供します。
肩・膝・股関節から小関節（手・足）まで1本のハンドピースで対応可能です。

D0-4240-000-00 エルゴシェーバーハンドピース

最高回転数：12,000 rpm
トルク：35 inoz
2点式（上下）ブレード装着方式
吸引量調整レバー



D0-9900-000-00 4mm ジャコブスソーンチャック

ワンタッチ装着
スーチャーアンカーのパイロット
ホール作成可能

ターボ 2 ボタンシェーバーハンドピース

D0-9924-000-00 ターボシェーバーハンドピース

最高回転数：12,000 rpm
トルク：35 inoz
2点式（上下）ブレード装着方式
吸引量調整レバー



スモールジョイント ハンドピース

MC-9840-000-00 マイクロシェーバーハンドピース

最高回転数：5,000 rpm
小関節（手・足）で良好な操作性
ブレード位置 360度固定可能
吸引量調整レバー



D4000 コンソール

整形外科、形成外科、関節鏡、口腔外科、耳鼻科、脳外科などで使用される、ラージボーン用ドライバー、ドリル、ボーンソー、シェーバーの各種ハンドピースを一台のコンソールで操作することができます。



D4000 アースロパワーコンソール

ハンドピース接続口を 2 箇所配備
タッチスクリーンパネル
ワイヤレスフットスイッチ対応

使用可能ハンドピース：
マイクロパワー＋各種ハンドピース
PowerPro II 電動ハンドピース
シェーバーハンドピース
パーフォレーター



チューブカセット接続口

D4000A イリゲーション付アースロパワーコンソール

ハンドピース接続口を 2 箇所配備
タッチスクリーンパネル
ワイヤレスフットスイッチ対応
灌流システム使用可能（光学センサー搭載）

使用可能ハンドピース：
マイクロパワー＋各種ハンドピース
PowerPro II 電動ハンドピース
シェーバーハンドピース
パーフォレーター



MC-9863-000-00 3 ペダルフットスイッチ

シェーバーハンドピース
使用時に便利な 3 ボタン

W1000 ZEN ワイヤレスフットスイッチ

ワイヤレスアダプター付



00-5020-053-00 2 ペダルフットスイッチ

踏み込む強さで回転数を調節できる
バリアブルモードに変更可能



エクストラシャープテクノロジー



ブレード (BLADE)



グレートホワイト (Great White)

広範囲でスピーディーな軟部組織の除去が可能。
適応：ACL (PCL) 切除、半月板切除、関節デブリードマン、滑膜切除、骨棘切削

Sterling (全長 13cm)		Merlin Bendable and Pre-bent (全長 13cm)	
3.5mm	00-9399-A00-00	4.2mm 15° 曲	LC-9299-P00-00
4.2mm	00-9299-A00-00	Hip Preservation Signature Series™ (全長 19cm)	
Stealth™ Diamond-Like Carbon Coated (全長 13cm)		4.2mm	HP-SC00-100-00
3.5mm	S9399A		
4.2mm	S9299A		



ゲーター (Gator)

軟部組織や関節軟骨の素早い切除が可能。
適応：半月板切除、関節デブリードマン、滑膜切除、骨棘切削

Sterling (全長 13cm)		Ultra Series™ Dual Purpose (全長 13cm)	
3.5mm	LC-9264-000-00	3.5mm	DPS-C001
4.2mm	00-9263-A00-00	4.2mm	DPS-C002
4.8mm	LC-9262-000-00	5.5mm	DPS-C003
5.5mm	00-9260-A00-00	Merlin Bendable and Pre-bent (全長 13cm)	
Stealth™ Diamond-Like Carbon Coated (全長 13cm)		4.2mm ※ 30° ベンディング可	LP-9366-000-00
3.5mm	SC9264	Small Joint (全長 8cm) ※エルゴ・ターボハンドピース用	
4.2mm	S9263A	2.0mm ラージハブ	LC-9960-A00-00
Ultra Stealth™ Diamond-Like Carbon Coated (全長 13cm)		2.9mm ラージハブ	LC-9961-A00-00
4.2mm	SDPS-C002		



フルラディアスリセクター (FRR)

軟部組織のデブリードマンに効果的。
適応：滑膜切除、関節デブリードマン

Sterling (全長 13cm)		Ultra Series™ Dual Purpose (全長 13cm)	
3.5mm	LC-9248-000-00	3.5mm	DPS-C009
4.2mm	00-9247-A00-00	4.2mm	DPS-C010
4.8mm	LC-9245-000-00	5.5mm	DPS-C011
5.5mm	00-9260-A00-00	Merlin Bendable and Pre-bent (全長 13cm)	
Stealth™ Diamond-Like Carbon Coated (全長 13cm)		4.2mm ※ 30° ベンディング可	LP-9376-000-00
3.5mm	SC9248	Hip Preservation Signature Series™ (全長 19cm)	
4.2mm	S9247A	4.2mm	HP-SC00-300-00
Ultra Stealth™ Diamond-Like Carbon Coated (全長 13cm)		Small Joint (全長 8cm) ※エルゴ・ターボハンドピース用	
4.2mm	SDPS-C010	2.0mm ラージハブ	LC-9943-A00-00
		2.9mm ラージハブ	LC-9944-A00-00



クーダ (Cuda)

オールラウンドタイプ。スムーズな組織の剥離が可能。
適応：関節デブリードマン、ACL (PCL) 切除、半月板切除

Sterling (全長 13cm)		Merlin Bendable and Pre-bent (全長 13cm)	
3.5mm	LC-9253-000-00	4.2mm ※ 30°ベンディング可	LP-9356-000-00
4.2mm	LC-9254-000-00	Small Joint (全長 8cm) ※エルゴ・ターボハンドピース用	
4.8mm	LC-9258-000-00	2.0mm ラージハブ	LC-9951-A00-00
5.5mm	LC-9255-000-00	2.9mm ラージハブ	LC-9952-A00-00



タイガー (Tiger)

軟部組織創面の切除や繊毛組織の除去が可能。
適応：関節デブリードマン、半月板切除、軟骨形成

Sterling (全長 13cm)		Ultra Series™ Dual Purpose (全長 13cm)	
4.2mm	LC-9242-000-00	3.5mm	DPS-C004
		4.2mm	DPS-C005
		Merlin Bendable and Pre-bent (全長 13cm)	
		4.2mm 15°曲	LC-9244-M00-00



ウルトラカット (Ultracut)

軟部組織から骨切除まで使えるオールラウンドタイプ。
適応：半月板切除、関節デブリードマン、滑膜切除、骨棘切削


Ultra Series™ Dual Purpose (全長 13cm)		Hip Preservation Signature Series™ (全長 19cm)	
4.2mm	LC-9405-A00-00	4.2mm	HP-SC00-400-00



マコ (Mako)

強靱な 2 枚の内筒刃で軟骨から骨切除まで行えるボーンカッター。
適応：骨棘切削、軟骨形成、滑膜切除

Ultra Series™ Dual Purpose (全長 13cm)	
4.2mm	00-9298-A00-00
5.5mm	LC-9298-A00-00



メニスカスカッター (Meniscus Cutter)

軟部組織のトリミングやタナ切除が可能。
適応：半月板切除、関節デブリードマン、タナ切除

Sterling (全長 13cm)	
3.5mm	LC-9760-000-00
4.2mm	00-9761-A00-00
5.5mm	LC-9762-000-00

バー (BURR)



オーバル (Oval)

広い創面が肩峰下除圧術 (ASD) やアクリロミオンプラスチック等での広範囲の骨切除が可能。
適応：肩峰切削、肩峰形成、ノッチプラスチック

Arthroscopy Burrs (全長 13cm)		Hip Preservation Signature Series™ (全長 19cm)	
4.0mm	LH-9101-000-00	4.0mm 15° 曲	HP-SHB0-300-00
6.0mm	LH-9102-000-00		



アブレーダー (Spherical)

骨を素早く切削するラウンドバー。
適応：肩峰切削、骨棘切削、関節デブリードマン

Arthroscopy Burrs (全長 13cm)		Hip Preservation Signature Series™ (全長 19cm)	
3.5mm	LH-9110-000-00	4.5mm 15° 曲	HP-SHB0-100-00
4.5mm	LH-9111-000-00	Small Joint (全長 8cm) ※エルゴ・ターボハンドピース用	
5.5mm	LH-9112-000-00		
		2.9mm ラージハブ	LC-9911-A00-00



テーパー (Tapered)

大腿骨顆間窩、肩峰下除圧術 (ASD) の創面にフィットするシェービングが可能。
適応：肩峰切削、ノッチプラスチック

Arthroscopy Burrs (全長 13cm)	
4.0mm	LH-9121-000-00
6.0mm	LH-9122-000-00



ボーテックス (Vortex)

大量の骨をパワフルに切削可能。
適応：肩峰切削、骨突起切除

Arthroscopy Burrs (全長 13cm)	
4.5mm フード付	LH-9131-000-00
6.0mm フード付	LH-9132-000-00



ポリッシュ (Polishing)

創面が波状にならないようにマイクロ溝設計されていて、切削面の仕上げが可能。
適応：肩峰切削、骨棘切削

Hip Preservation Signature Series™ (全長 19cm)	
4.5mm 15° 曲	HP-SHB0-200-00

スモールジョイント用 (Small Joint)



スモールゲーター (Small Gator)

適応：滑膜切除、関節デブリードマン、骨棘切削

Sterling Small Joint (全長 7.6cm)			
2.0mm	LC-9960-000-00	3.5mm	LC-9962-000-00
2.9mm	LC-9961-000-00		



スモールフルラディアスリセクター (Small FRR)

適応：滑膜切除、関節デブリードマン

Sterling Small Joint (全長 7.6cm)			
2.0mm	LC-9940-000-00	3.5mm	LC-9942-000-00
2.9mm	LC-9941-000-00		



スモールクーダ (Small Cuda)

適応：滑膜切除、軟骨切削

Sterling Small Joint (全長 7.6cm)			
2.0mm	LC-9950-000-00	3.5mm	LC-9952-000-00
2.9mm	LC-9951-000-00		



スモールアブレーダー (Small Spherical)

適応：関節デブリードマン、骨棘切削

Arthroscopy Burrs (全長 7.6cm)			
2.9mm	LC-9911-000-00	3.5mm	LC-9912-000-00

販売名：リンパテックシェーパースystem
医療機器製造販売届出番号：13B1X10241SP0012
規制区分：一般医療機器
一般的名称：シェーパースystem

販売名：マイクロパワープラス
医療機器製造販売認証番号：229ADBZX00010000
規制区分：管理医療機器
一般的名称：電動式骨手術器械

販売名：コンメドシェーパースystem
医療機器製造販売届出番号：13B1X10241SP0027
規制区分：一般医療機器
一般的名称：シェーパースystem

販売名：マイクロチョイス
医療機器製造販売認証番号：22100BZX00617000
規制区分：管理医療機器
一般的名称：電動式骨手術器械

販売名：ジャコブスソーニングチャック
医療機器製造販売届出番号：13B1X10241SP0015
規制区分：一般医療機器
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス (商品のご注文) Tel.03-6700-1071
Fax.0463-30-4821

営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡