




ZeBRA guide

Zimmer Biomet Root Aiming

ZeBRA (Zimmer Biomet Root Aiming) ガイド

内側半月板後根断裂（medial meniscus posterior root tear, MMPRT）に対して、MM の経脛骨プルアウト修復術を行うための専用ガイドです。



- MM 後根の解剖学的付着部中心にエイマーガイド先端を設置可能
- プレットを押し進めることでラチェット固定され、プレート上のメモリにて骨孔長を視認
- プレットを 90度右に回すことでラチェット固定を解除し抜去可能

Ordering Information

カタログ番号	品名
JS-8005-0001-00	ZeBRA ガイド（ガイドアーム、ガイドハンドル、アングルプレート）

販売名：ZeBRA guide
医療機器製造販売届出番号：22B3X00005ZB0015
規制区分：一般医療機器
一般的名称：靱帯・腱手術用 器械
製造販売元：株式会社 KSI

販売代理店



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス (商品のご注文)…………… Tel.03-6700-1071
Fax.0463-30-4821

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡