

A.L.P.S.[®] Distal Fibula Plating System




A.L.P.S.[®] Distal Fibula Plating System

主な特徴

F.A.S.T. ガイド

- ドリルガイドとしての機能
- プリセット化による手術時間の短縮
- ディスポーザブル
- 仮固定用Kワイヤー挿入の選択肢（F.A.S.T.ガイドアダプター併用）




曲げられるロックングプレート

- F.A.S.T.ガイドによるロックングホールの保護
- 専用ベンダー
- F.A.S.T.ガイドを利用したベンディング機能
- 術野でプレートベンドの微調整が可能



プレートの仕様

コンポジットロックングプレート




フィブラアナトミックロックングプレート※



※はオプションです。


Ordering Information



コンボジットロックングプレート

品番	左右	穴	長さ
856204006	共通	6	77mm
856204007		7	92mm
856204008		8	103mm
856204010		10	133mm
856204012		12※	164mm
856204014		14※	193mm

※はオプションです。



フィブラアナトミックロックングプレート※

品番	左右	穴	長さ
856206003	左	3	95mm
856206004		4	109mm
856206006		6	139mm
856206008		8	169mm
856206010		10	199mm
856207003	右	3	95mm
856207004		4	109mm
856207006		6	139mm
856207008		8	169mm
856207010		10	199mm

※はオプションです。



3.5mm コーティカルスクリューロックング

品番	サイズ
8561350XX	10 - 30mm (2mm毎)



3.5mm ロープロファイルコーティカル (ノンロックング)

品番	サイズ
8512350XX	10 - 30mm (2mm毎)



2.7mm コーティカルスクリューロックング※

品番	サイズ
8563270XX	10 - 30mm (2mm毎)

※はオプションです。



4.0mm キャンセルラススクリューロックング※

品番	サイズ
8561400XX	10 - 30mm (2mm毎)

※はオプションです。

単回使用品

品番	品名
214227160	2.7mm キャリブレイテッドドリルビット
824150170	3.5mm コーティカルタップ
829029170	2.5mm ドリルビット
829516150	1.6mm Kワイヤー(6インチ)
856301005	2.7mm メジャリングスリーブ
829032382	2.0mm ドリルビット※

※はオプションです。


様々な症例への適応

- 汎用性のあるコンポジットロックングプレート
- 粉碎症例に対応する左右別アナトミックプレート（オプション）
- スクリューバリエーション



関連製品


- 脛腓間不安定性に対する縫合糸によるセミリジット固定：ZipTight™



- 全て縫合糸素材のスーチャーアンカー：JuggerKnot® シリーズ



- 遠位スクリューホールの配置が特徴のPhoenix™ Tibial Nail



販売名：ALPS ディスタルフィブラ システム
医療機器製造販売承認番号：22500BZX00429000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用プレート、体内固定用ネジ
機能区分：固定用内副子・FE-1、固定用内副子・FA-1

販売名：ALPS 単回使用インスツルメント
医療機器製造販売承認番号：226ADBZX00010000
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用骨手術用器械

販売名：プレート& スクリュー手術器械2
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228TR0008
規制区分：一般医療機器
一般的名称：骨手術用器械

販売名：ジップタイト
医療機器製造販売承認番号：22500BZX00484000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：非吸収性人工靱帯、靱帯固定具
機能区分：靱帯・F8、固定用内副子・F1-b-4

販売名：JuggerKnot ソフト アンカー システム
医療機器製造販売承認番号：22300BZX00197000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：靱帯固定具
機能区分：固定用内副子・F1-b-2-2

販売名：フェニックス ティビアル ネイル システム
医療機器製造販売承認番号：22200BZX00613000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用脛骨髄内釘
機能区分：髄内釘・F4-a

販売名：ALPS プレートシステム
医療機器製造販売承認番号：22700BZX00171000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用プレート
機能区分：固定用内副子・FE-1

本資料に示された内容の著作権、商標権、及びその他の知的財産権は、特に断りのない限り適宜Zimmer Biometまたはその支社に帰属し、これらの全てまたは一部をZimmer Biometの書面による許諾なしに再利用、複製、及び公開することはできません。【禁忌・禁止】、【使用目的又は効果】、【使用上の注意】、及び不具合・有害事象等の情報については、本製品の添付文書をご参照いただくか、弊社営業担当者までご連絡ください。製品のさらなる最新の情報は、<https://www.zimmerbiomet.jp/ja> にてご確認ください。



ジンマー バイオメット

本社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー12階

<https://www.zimmerbiomet.jp/ja>

カスタマーサービス Tel: 03-6700-1071 Fax: 0463-30-4821