


A.L.P.S.[®] Proximal Humerus Plating System

A.L.P.S. 上腕骨近位用プレートシステム


製品カタログ




A.L.P.S. 上腕骨近位用 プレートシステム

A.L.P.S. Proximal Humerus は、上腕骨の自然な頸体角を再現しながら骨頭軟骨下骨を広範に支持する打上げペグによって、上腕骨近位骨折で一般的にみられる合併症リスクを低減することを目指してデザインされました。

打上げペグにより軟骨下骨を広範に支持



簡便性



スーチャーホールのカットウェイデザイン

プレート設置後の針糸挿入も比較的容易



A.L.P.S. システムに共通の F.A.S.T. ガイド

ガイドブロックやドリルガイドの装着不要ですぐにドリリング可能



T15 ヘッド


全てのペグ/スクリューのヘッドは T15 ドライバーで共通

症例に応じたオプション選択



Low Plate

- 大結節頂部から約 2 cm 遠位に設置*
- 肩峰とインピンジするリスクを低減し、より広い可動域獲得を狙ったデザイン




High Plate

- 大結節頂部から約 1 cm 遠位に設置*
- 7本の打上げに加えて2本のトランスバーススクリューを挿入可能。大結節骨片の固定力向上を狙ったデザイン

(※大結節からの距離は標準的な設置時の目安です)

ロングプレート (オプション)

- 三角筋附着部付近を避けるため、プレバンド(ねじれ)デザインを採用



“くびれ”
デザイン

11 穴、14 穴はシャフト部の“くびれ”デザインにより
更なるベンディングの微調整も可能



7 穴
(140 mm)



11 穴
(197 mm)



14 穴
(234 mm)

インプラント一覧


A.L.P.S. Proximal Humerus 上腕近位プレート

カタログ No.		プレート	長さ	外観（左用を例示）
右	左			
110030205	110030105	上腕近位プレート（LOW）3 穴	73 mm	
110030206	110030106	上腕近位プレート（LOW）4 穴	83 mm	
110030405	110030305	上腕近位プレート（HIGH）3 穴	80 mm	
110030406	110030306	上腕近位プレート（HIGH）4 穴	90 mm	
110030407	110030307	上腕近位プレート（HIGH）7 穴	140mm	
110030408	110030308	上腕近位プレート（HIGH）11 穴	197 mm	
110030409	110030309	上腕近位プレート（HIGH）14 穴	234 mm	

3.2 mm スムースペグ

カタログ No.	長さ	外観
1100254XX	20 ～ 60 mm（2 mm 毎）	
	60 ～ 70 mm（5 mm 毎）	

3.5 mm コーティカルスクリュー ロッキング

カタログ No.	長さ	外観
8561350XX	20 ～ 50 mm（2 mm 毎）	
	50 ～ 60 mm（2 mm 毎）	
	60 ～ 70 mm（5 mm 毎）	

3.5 mm ノンロッキングスクリュー T15

カタログ No.	長さ	外観
1100176XX	20 ～ 36 mm（2 mm 毎）	
	36 ～ 50 mm（2 mm 毎）	

■ はオプション

販売名：ALPS プロキシマルヒューメラス
 医療機器製造販売承認番号：22800BZX00407000
 規制区分：高度管理医療機器
 一般の名称：体内固定用プレート（体内固定用ネジ）
 機能区分：061 固定用内副子（プレート）（7）骨端用プレート（生体用合金 I）①標準型
 ：060 固定用内副子（スクリュー）（1）一般スクリュー（生体用合金 I）①標準型

販売名：ALPS ディスタルフィブラシステム
 医療機器製造販売承認番号：22500BZX00429000
 規制区分：高度管理医療機器
 一般の名称：体内固定用ネジ
 機能区分：060 固定用内副子（スクリュー）
 （1）一般スクリュー（生体用合金 I）①標準型



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
 Tel. 03-6402-6600（代表） Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス（商品のご注文）…………… Tel.03-6700-1071
 Fax.0463-30-4821

営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡