

A.L.P.S.® Proximal Tibia Plating System


A.L.P.S.® 脛骨近位プレートシステム

製品カタログ




A.L.P.S. 脛骨近位用プレートシステム

A.L.P.S. 脛骨近位プレートシステムは、A.L.P.S. シリーズのユニークな特徴を継承した脛骨近位骨折専用システムです。脛骨近位部を外側から 3 次元的に、且つ広範に支持することを目指してデザインされたロープロファイルで解剖学的なロッキングプレートです。



K ワイヤー / スーチャーホール

- ・プレートの仮固定
- ・カッターウェイデザインにより、プレートを骨に設置した後もスーチャリングが可能（半月板修復が必要な場合など）



F.A.S.T. ガイド

- ・プリセットされたドリルガイド機能
- ・ディスポーザブル
- ・左右の視認性
(ライム色：左 ローズ色：右)




F.A.S.T. ガイドアダプター

- ・1.6mm K ワイヤーによる仮固定
- ・ドリリング前にスクリーンの挿入位置／方向の確認が可能

1.6mm K ワイヤーホール

幅広いサイズバリエーション

- ・3穴 (71mm) から 15穴 (226mm)
- ・左右別



※ 1：316L ステンレススチールおよび Type 1 陽極酸化加工を施したチタン合金との比較（社内試験）。尚、機械的試験結果は必ずしも臨床上の効果を保証するものではありません。

インプラント一覧

A. L. P. S.® Proximal Tibia 脛骨近位プレート

カタログ No.		プレート	長さ
右	左		
836235803	836235703	ALPS プロキシマルティビタ 3 穴	71mm
836235805	836235705	ALPS プロキシマルティビタ 5 穴	96mm
836235807	836235707	ALPS プロキシマルティビタ 7 穴	122mm
836235809	836235709	ALPS プロキシマルティビタ 9 穴	148mm
836235811	836235711	ALPS プロキシマルティビタ 11 穴	174mm
836235813	836235713	ALPS プロキシマルティビタ 13 穴	200mm
836235815	836235715	ALPS プロキシマルティビタ 15 穴	226mm

☐ はオプション

3.5 mm コーティカルスクリュー ロッキング

カタログ No.	長さ
856135XXX	10 ~ 60 mm (2 mm 毎)
	60 ~ 100 mm (5 mm 毎)

3.5 mm ロープロファイル コーティカル (ノンロッキング)

カタログ No.	長さ
851235XXX	20 ~ 60 mm (2 mm 毎)
	60 ~ 75 mm (5 mm 毎)

販売名: ALPS ティビタ システム

医療機器製造販売承認番号: 22600BZX00374000

規制区分: 高度管理医療機器

一般的名称: 体内固定用プレート (体内固定用ネジ)

機能区分: 固定用内副子・骨端用プレート (生体用合金 I)・標準型

: 固定用内副子・一般スクリュー (生体用合金 I)・標準型

販売名: ALPS ディスタルフィブラ システム

医療機器製造販売承認番号: 22500BZX00429000

規制区分: 高度管理医療機器

一般的名称: 体内固定用プレート (体内固定用ネジ)

機能区分: 固定用内副子・一般スクリュー (生体用合金 I)・標準型



ZIMMER BIOMET

ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階

Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620

<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス (商品のご注文) Tel. 03-6700-1071

Fax. 0463-30-4821

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡