

A.L.P.S. Total Foot System Lateral Column Lengthening Plate



A.L.P.S. Total Foot System

LCLプレート（ラテラルコラム延長プレート）



ラテラルコラム延長 ウェッジ0mm 品番 824673000	ラテラルコラム延長 ウェッジ6-8mm 品番 824673001	ラテラルコラム延長 ウェッジ8-10mm 品番 824673002	ラテラルコラム延長 ウェッジ10-12mm 品番 824673003
--	--	---	--

3.5mm コーティカルスクリュー ロッキング

品番	サイズ
8561350XX	10～60mm (2mm毎)
ドリル径2.7mm ★ T-15 テーパー ドライバー使用	

3.5mm ロープロファイルコーティカル（ノンロッキング）

品番	サイズ
8512350XX	10～50mm (2mm毎)
	50～70mm (5mm毎)
ドリル径2.5mm ■ 2.2mm スクエア スクリュー ドライバー使用	

【禁忌・禁止】、【使用目的又は効果】、【使用上の注意】、及び不具合・有害事象等の情報については、本製品の添付文書をご参照いただくか、弊社営業担当者までご連絡ください。製品のさらなる最新の情報は、<https://www.zimmerbiomet.jp/ja>にてご確認ください。

販売名：ALPS フット & アンクル システム
医療機器製造販売承認番号：22600BZX00505000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用プレート
機能区分：固定用内副子・FE-1

販売名：ALPS ディスタルフィブラ システム
医療機器製造販売承認番号：22500BZX00429000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用ネジ
機能区分：固定用内副子・FA-1



ジンマー バイオメット

本社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー12階

<https://www.zimmerbiomet.jp/ja>

カスタマーサービス Tel: 03-6700-1071 Fax: 0463-30-4821