



A.L.P.S.® Total Foot System
Medial Column Fusion Plate



A.L.P.S. Total Foot System

MCFプレート（メディアルコラムフュージョンプレート）



メディアルコラムフュージョン

	品番
ひだり	824676001
みぎ	824676101

3.5mm コーティカルスクリュー ロックング

品番	サイズ
8561350XX	10~60mm (2mm毎)
ドリル径2.7mm ★ T-15 テーパーードドライバー使用	

3.5mm ロープロファイル コーティカル (ノンロックング)

品番	サイズ
8512350XX	10~50mm (2mm毎) 50~70mm (5mm毎)
ドリル径2.5mm ■ 2.2mm スクエアスクリュードライバー使用	

販売名：ALPS フット & アンクルシステム
医療機器製造販売承認番号：22600BZX00505000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用プレート
機能区分：固定用内副子・FE-1

販売名：ALPS ディスタルフィブラシステム
医療機器製造販売承認番号：22500BZX00429000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用プレート（体内固定用ネジ）
機能区分：固定用内副子・FA-1
固定用内副子・FE-1



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス (商品のご注文) Tel. 03-6700-1071
Fax. 0463-30-4821

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡