




A.L.P.S.® Total Foot System
Navicular Fracture Plate

A.L.P.S. Total Foot System

NVプレート（足舟状骨骨折用プレート）

Kワイヤーによる仮固定

in situベンディングが可能




プリセットされたF.A.S.T.ガイド

ロープファイル形状
(厚さ: 1.65mm)



ロッキングホール
ロッキングスクリュー、ノンロッキングスクリュー
の選択が可能



足舟状骨骨折用

	品番
ひだり	824672002
みぎ	824672102

2.5mm フルスレッドスクリューロッキング



品番	サイズ
1312126XX	10~40mm (2mm毎)
ドリル径2.0mm ■ 1.3mm スクエアスクリュードライバー使用	

2.5mm フルスレッドスクリューノンロッキング



品番	サイズ
1312-12-5XX	10~40mm (2mm毎)
ドリル径2.0mm ■ 1.3mm スクエアスクリュードライバー使用	

販売名: ALPS フット & アンクル システム
医療機器製造販売承認番号: 22600BZX00505000

規制区分: 高度管理医療機器
一般的名称: 体内固定用プレート
機能区分: 061固定用内副子 (プレート)
(7) 骨端用プレート (生体用合金 I) ① 標準型

販売名: ALPS エルボー システム
医療機器製造販売承認番号: 22600BZX00291000

規制区分: 高度管理医療機器
一般的名称: 体内固定用ネジ
機能区分: 060固定用内副子 (スクリュー)
(1) 一般スクリュー (生体用合金 I) ① 標準型

販売名: DVR アナトミック プレート
医療機器製造販売承認番号: 22200BZX00950000

規制区分: 高度管理医療機器
一般的名称: 体内固定用ネジ
機能区分: 060固定用内副子 (スクリュー)
(1) 一般スクリュー (生体用合金 I) ① 標準型



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス (商品のご注文) Tel. 03-6700-1071
Fax. 0463-30-4821

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡