






A.L.P.S.® Total Foot System
Talar Fracture Plate

A.L.P.S. Total Foot System

TNプレート（距骨頸部骨折用プレート）



距骨頸部骨折用

品番 824675002

2.5mm フルスレッドスクリューロッキング



品番	サイズ
1312126XX	10~40mm (2mm毎)
ドリル径2.0mm ■ 1.3mm スクエアスクリュードライバー使用	

2.5mm フルスレッドスクリューノンロッキング



品番	サイズ
1312-12-5XX	10~40mm (2mm毎)
ドリル径2.0mm ■ 1.3mm スクエアスクリュードライバー使用	

販売名: ALPS フット & アンクルシステム
医療機器製造販売承認番号: 22600BZX00505000
規制区分: 高度管理医療機器
一般的名称: 体内固定用プレート
機能区分: 固定用内副子・FE-1

販売名: DVR アナトミック プレート
医療機器製造販売承認番号: 22200BZX00950000
規制区分: 高度管理医療機器
一般的名称: 体内固定用ネジ
機能区分: 固定用内副子・FA-1

【禁忌・禁止】、【使用目的又は効果】、【使用上の注意】、及び不具合・有害事象等の情報については、本製品の添付文書をご参照いただくか、弊社営業担当者までご連絡ください。製品のさらなる最新の情報は、<https://www.zimmerbiomet.com/ja/>にてご確認ください。



ジンマー バイオメット

本社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー12階

<https://www.zimmerbiomet.com/ja/>

カスタマーサービス Tel: 03-6700-1071 Fax: 0463-30-4821