



AFFiXUS

Hip Fracture Nail

Product Brochure

BIOMET

Short Nail



ショートネイル (165mm)

Long Nail




ロングネイル (260~400mm)

AFFiXUS Hip Fracture Nail

Anatomic

- 日本人専用のネイルデザイン
近位2本スクリュー幅：18.8mm
ショートネイル全長：165mm
ロングネイル：R1500
- ネイル挿入のストレスを軽減する
チャンファータップ



Simple

- プリセットされたセットスクリュー
- カラーコーディングされた器械
- セッティングが容易なワンピースジグ (125°/130°)



カラーコーディングされた器械




Versatile

- 症例によってARスクリューを追加可能
- ARスクリューはインピンジングインキャップによってロック可能
- 豊富なサイズバリエーション
(ロングネイル：径 9, 10, 12mm / 長さ 260~400mm)



インプラント一覧

カタログ番号		品 名	サイズ
816709165		アフィクス JPショートネイル125°	9mm×165mm
816710165			10mm×165mm
816712165			12mm×165mm
816809165		アフィクス JPショートネイル130°	9mm×165mm
816810165			10mm×165mm
816812165			12mm×165mm
816709XXX	右	アフィクス JPロングネイル125°	ネイル径9mm XXX：260mm～400mm（20mm刻み）
816809XXX	左		
816710XXX	右		ネイル径10mm XXX：260mm～400mm（20mm刻み）
816810XXX	左		
816712XXX	右		ネイル径12mm XXX：260mm～400mm（20mm刻み）
816812XXX	左		
814510XXX		アフィクス ラグスクリュー	径10.5mm XXX：70mm～115mm（5mm刻み）
814501XXX		アフィクス アンチローテーション スクリュー	XXX：50mm～100mm（5mm刻み）
8145500XX	ショート/ ロング共通	5.0mm コーティカル スクリュー	径5.0mm XX：26mm～46mm（2mm刻み）
	ロングのみ		径5.0mm XX：48mm～60mm（2mm刻み） 60mm～70mm（5mm刻み）
814503000		アフィクス エンドキャップフラッシュサイズ0	
814503005		アフィクス エンドキャップフラッシュサイズ5	
814503010		アフィクス エンドキャップフラッシュサイズ10	
814503100		アフィクス インキャップ フラッシュ	
814503101		アフィクス インキャップ インピンジング	

*オプションサイズについては、弊社営業担当者にお尋ねください。

販売名：アフィクス ヒップフラクチャー ネイル

医療機器製造販売承認番号：22400BZX00490000

規制区分：高度管理医療機器

一般的名称：体内固定用大腿骨髄内釘、体内固定用ネジ

機能区分：髄内釘・F4-c、髄内釘・F4-h-1、髄内釘・F4-h-2

【禁忌・禁止】、【使用目的又は効果】、【使用上の注意】、及び不具合・有害事象等の情報については、本製品の添付文書をご参照いただくか、弊社営業担当者までご連絡ください。製品のさらなる最新の情報は、<https://www.zimmerbiomet.com/ja> にてご確認いただけます。



ジンマー バイオメット

本社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー12階

<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

カスタマーサービス Tel: 03-6700-1071 Fax: 0463-30-4821