


DVR Crosslock


with MDS (Multi Directional Screw)



DVR Crosslock Plate

DVR Crosslock プレートは、DVR アナトミックの後継機種です。

その特長を継承しながら、洗練された理想的な骨折の固定を獲得するために、更なる改良が加えられました。



2.7mm ロッキングスクリュー

- テーパーヘッド形状でトリプルリードスレッドを採用。挿入 / 抜去の操作性を向上しました。
- 近位部と遠位部に使用するスクリュー径を同一とすることで、ドリルやドライバー交換の手間を軽減しました。




2.7mm マルチディレクショナルスクリュー (MDS)

- コバルトクロム製ロッキングスクリューです。
- 必要に応じて中心から± 10 度の範囲で自由な方向にスクリューが挿入可能です。



リム骨折用のタブ付きプレート

- 従来型のプレートでは対応が難しかった最遠位端の小骨片をバットレスできるよう新たにデザインされました。
- 骨への理想的な適合を得るために K ワイヤを用いて *in situ* でベンディングも可能です。
- タブのホールはスーチャリングに使用することも可能です。



豊富なサイズバリエーション

- 新たなサイズオプションとしてエクストラナロー（幅 19mm）とエクストラショート（ミニ 4 穴、長さ 41mm）が加わりました。



販売名：DVR ePAK システム

医療機器製造販売承認番号：22600BZX00384000

規制区分：高度管理医療機器

一般的名称：体内固定用プレート（体内固定用ネジ）

機能区分：

060 固定用内副子（スクリュー）（1）一般スクリュー（生体用合金Ⅰ）①標準型 固定用内副子・FA-1

061 固定用内副子（プレート）（7）骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）①標準型 固定用内副子・FE-1

販売名：CoCr スクリュー

医療機器製造販売承認番号：22600BZX00550000

規制区分：高度管理医療機器

一般的名称：体内固定用ネジ

機能区分：

060 固定用内副子（スクリュー）（2）一般スクリュー（生体用合金Ⅱ）固定用内副子・FA-2

インプラント一覧

エクストラナロー

カタログNo.	幅	シャフト穴数	全長	外観 (左用を例示)
みぎ 131810051 ※	19mm	5穴	50mm	
ひだり 131820051 ※				

※ オプション

ナロー

カタログNo.	幅	シャフト穴数	全長	外観 (左用を例示)
みぎ 131811041	22mm	ミニ4穴	41mm	
ひだり 131821041				
みぎ 131811051		5穴	51mm	
ひだり 131821051				
みぎ 131815051		5穴	55mm	タブ付 
ひだり 131825051				

スタンダード

カタログNo.	幅	シャフト穴数	全長	外観 (左用を例示)
みぎ 131812041	24mm	ミニ4穴	43mm	
ひだり 131822041				
みぎ 131812051		5穴	51mm	
ひだり 131822051				
みぎ 131814051		5穴	55mm	タブ付 
ひだり 131824051				
みぎ 131812061 ※		7穴	62mm	
ひだり 131822061 ※				
みぎ 131812091 ※		11穴	85mm	
ひだり 131822091 ※				

※ オプション

ワイド

カタログNo.	幅	シャフト穴数	全長	外観 (左用を例示)
みぎ 131813051 ※	28mm	7穴	56mm	
ひだり 131823051 ※				

※ オプション

2.2mm スムース ペグ

カタログNo.	規格	外観
1318270XX	XX: 12-26mm (2mm刻み)	

2.7mm ロッキング スクリュー

カタログNo.	規格	外観
1318271XX	XX: 12-26mm (2mm刻み)	

2.7mm マルチディレクショナルスクリュー (MDS)

カタログNo.	規格	外観
1318273XX ※	XX: 12-26mm (2mm刻み)	

※ オプション



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

● カスタマーサービス (商品のご注文) Tel.03-6700-1071
Fax.0463-30-4821

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡