

IDENTITY
SHOULDER SYSTEM

ZIMMER BIOMET

ADAPTABILITY



症例に合わせたグレノイドとグレノスフィアが選択可能
Alliance Glenoid、Comprehensive Reverse、Trabecular Metal Reverse、TMR+® との互換性があります。



Versa-Dial テクノロジーを継承し、肩軟部組織バランスに対応
薄くて小さいヘッドサイズも追加され、サイズバリエーションが豊富

オンレイ - インレイが 1 つのシステムに
上腕骨側を下方へ引き下げずに、外側化のみの調整が可能

STABILITY



解剖学的安定性 / 再建を追求

患者さん個々の骨形態に合わせて、オフセットが調節でき、
理想的な被覆と軟部組織バランスを調整可能



様々な症例に対応

アナトミカル型からリバース型へ、またはその逆への可変も可能
複雑化する術式選択に柔軟に対応

Identity Shoulder System


□はオプションサイズです。



マイクロステム[※1]
長さ：70mm

＊4mm, 5mm, 15mm, 16mm
はオプションサイズ

製品名	カタログ番号
	SAHS1206
	SAHS1207
	SAHS1208
	SAHS1209
	SAHS1210
	SAHS1211
	SAHS1212
	SAHS1213
	SAHS1214



スタンダードステム[※1]
長さ：90mm

＊4mm, 5mm, 15mm, 16mm
はオプションサイズ

製品名	カタログ番号	サイズ
	SAHS1106	6mm
	SAHS1107	7mm
	SAHS1108	8mm
	SAHS1109	9mm
	SAHS1110	10mm
	SAHS1111	11mm
	SAHS1112	12mm
	SAHS1113	13mm
	SAHS1114	14mm

材質：チタン合金


製品名	カタログ番号	
ヘッドリング	SAHHA001	Identity用

材質：チタン合金



製品名	カタログ番号	サイズ
アナトミカルネック	SAHAF125	125°
	SAHAF135	135°

材質：チタン合金



ヘッド[※2]

＊51mmは
オプションサイズ

製品名	カタログ番号
	SAHH3614
	SAHH3616
	SAHH3619
	SAHH3914
	SAHH3917
	SAHH3920
	SAHH4215
	SAHH4218
	SAHH4221
	SAHH4516
	SAHH4519
	SAHH4522
	SAHH4817
	SAHH4820
	SAHH4823

チタンヘッド[※3]

＊51mmは
オプションサイズ

製品名	カタログ番号	サイズ
	SAHH3614T	36mm×14mm
	SAHH3616T	36mm ×16mm
	SAHH3619T	36mm ×19mm
	SAHH3914T	39mm ×14mm
	SAHH3917T	39mm ×17mm
	SAHH3920T	39mm ×20mm
	SAHH4215T	42mm ×15mm
	SAHH4218T	42mm ×18mm
	SAHH4221T	42mm ×21mm
	SAHH4516T	45mm ×16mm
	SAHH4519T	45mm ×19mm
	SAHH4522T	45mm ×22mm
	SAHH4817T	48mm ×17mm
	SAHH4820T	48mm ×20mm
	SAHH4823T	48mm ×23mm

※2 材質：コバルトクロム合金
※3 材質：チタン合金



製品名	カタログ番号	オフセット
トレイ ニュートラルSTD	SAHTST00[※4]	0mm
	SAHTST06[※5]	+6mm
	SAHTST12[※5]	+12mm
トレイ ニュートラルEXTEND	SAHTNEM6[※4]	-6mm
	SAHTNE00[※4]	0mm
	SAHTNE06[※5]	+6mm
	SAHTNE12[※5]	+12mm
トレイ ひだり15° 後捻[※4]	SAHTLTM6	-6mm
	SAHTLT00	0mm
トレイ みぎ15° 後捻[※4]	SAHTRTM6	-6mm
	SAHTRT00	0mm

材質：チタン合金



製品名	カタログ番号	サイズ	高さ
コンプリRミニヒューメラル Vivacit-E ベアリング[※7]	110031424	36mm	STD
	110031425	36mm	+3mm
	110031426	36mm	+3mmRET
	110031427	40mm	STD
	110031428	40mm	+3mm
	110031429	40mm	+3mmRET
Identity Vivacit-E ライナー[※6]	110044360	36mm	STD RET
	110044400	40mm	STD RET

材質：超高分子量ポリエチレン/ビタミンE

製品名	カタログ番号	製品名
消耗品（滅菌済）[※8]	SBHS1070	ヘックスピン 2.7 × 70mm
	SBHS1100	ヘックスピン 2.7 × 100mm

外科医のニーズは人の個性と同じくらい多様であり、人の個性と同じように患者さんの解剖学的構造も異なります。アイデンティティ・ショルダー・システムは両方のニーズをサポートします。

IDENTITY
SHOULDER SYSTEM



販売名：Identityショルダーシステム
医療機器製造販売承認番号：30500BZX00050000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：人工肩関節 上腕骨 コンポーネント
機能区分：※1 065人工肩関節用材料　(2)上腕骨側材料 ①上腕骨ステム ア 標準型
※2 065人工肩関節用材料　(2)上腕骨側材料 ②ステムヘッド及びトレイ ア ステムヘッド
※4 065人工肩関節用材料　(2)上腕骨側材料 ②ステムヘッド及びトレイ イ トレイ
※5 065人工肩関節用材料　(2)上腕骨側材料 ③スペーサー
※6 065人工肩関節用材料　(2)上腕骨側材料 ④インサート イ 特殊型

※3 販売名：Identityショルダー ヒューメラルヘッドTi
医療機器製造販売承認番号：30500BZX00051000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：人工肩関節 上腕骨 コンポーネント
機能区分：065人工肩関節用材料　(2)上腕骨側材料 ②ステムヘッド及びトレイ ア ステムヘッド

※7 販売名：コンプリヘンシブ リバース エンハンスメント
医療機器製造販売承認番号：23000BZX00304000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：全人工肩関節
機能区分：065人工肩関節用材料　(2)上腕骨側材料 ④インサート イ 特殊型

※8 販売名：Zimmer単回使用人工肩関節手術器械
医療機器製造販売認証番号：224ADBZX00032000
規制区分：指定管理医療機器
一般的名称：単回使用関節手術用器械

ZIMMER BIOMET

ジンマー バイオメット
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600（代表） Fax. 03-6402-6620
https://www.zimmerbiomet.com/ja

●カスタマーサービス（商品のご注文）…… Tel. 03-6700-1071
Fax. 0463-30-4821
営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡

© 2024 Zimmer Biomet G.K.
ZJ-947-1（E） 5/2024 Identity Shoulder Systemカタログ（3864.1-GLBL-en）