ONE Planner

- Planning & Patient Specific Instrument-



ZIMMER BIOMET

ONE Planner

- Planning & Patient Specific Instrument-

プランニング

シンプルな術前計画プロセスにより、お手元のコンピュータやタブレットからもアクセスできる
オンラインポータルを採用。
ソフトウェアはオールインワンにて、コンプリヘンシブリバース（ミニベースプレート、オーギュメント）とハイブリッドグレノイド、TMR プラスに対応します。



術中ガイド

シンプルな患者専用ガイドにより、煩雑な手技手順を最小限に抑えインプラント設置に役立ちます。
リーマーガイドは、選択されたインプラントシステムに対応し、ピンガイドは、患者専用ガイド（Patient Specific Instrument）です。



ピンガイド



リーマーガイド



インパクターガイド
（TMR プラスのみ）




スクリューガイド
（TMR プラスのみ）

Comprehensive®

Mini & Augment Baseplate

ONE Planner



設置シミュレーション


骨温存の程度およびインプラントの設置位置（骨とインプラントの接触率と内側／外側）を、プランニングツールを用いて定量化することができます。
コンプリヘンシブ オーギュメントベースプレートを用いた計画によって最適な骨温存を可視化することができます。
患者専用ガイドがオーギュメントベースプレートのシンプルな手技操作を可能とし、正確なインプラント設置に役立ちます。



Comprehensive®

Mini & Augment Baseplate

ONE Planner ガイド



術中ガイド（骨温存）

リーマーガイドは、患者専用のドリルガイドで、計画された回旋方向へと導き、過度のリーミングを防ぎ、骨温存を可能にします。




ピンガイドは、計画されたインプラント位置に合わせ、前・後捻角および傾斜角の再現を高い精度で支援します。

TMR Plus Glenoid


ONE Planner ガイド



1. ピンガイド



2. リーマーガイド



3. インパクターガイド



4. スクリューガイド

術前計画の再現性と信頼性

インプラントの位置決め、リーミング深さ、およびスクリュー設置の再現性

Zimmer® PSI の臨床結果に基づく信頼性

Ordering Information

ONE Planner Guide	カタログ番号		左右
	20-8090-001-01	TMRプラス モデル付	ひだリ
	20-8090-001-02	TMRプラス モデル付	みぎ
	20-8090-002-01	コンプリヘンシブTSA モデル付	ひだリ
	20-8090-002-02	コンプリヘンシブTSA モデル付	みぎ
	20-8090-003-01	コンプリヘンシブRSA モデル付	ひだリ
	20-8090-003-02	コンプリヘンシブRSA モデル付	みぎ
	20-8090-004-01	オーギュメントRSA モデル付	ひだリ
	20-8090-004-02	オーギュメントRSA モデル付	みぎ

販売名：One Plannerガイド
医療機器製造販売認証番号：30200BZX00088000

消耗品	カタログ番号	製品名	
	47-4309-025-01	TMリバース リバースピン	φ2.5mm（2本線）
	405800	リバース用 スタイマンピン	φ3.2mm×230mm

販売名：Zimmer 単回使用人工肩間節手術器械
医療機器製造販売認証番号：224ADBZX00032000
販売名：Biomet ジェネラル 単回使用インスツルメント
医療機器製造販売認証番号：225ADBZX00129000

ONE Planner	カタログ番号	
	SG-0000-PST-01	プランニング料

ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

ジンマー バイオメット
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600（代表） Fax. 03-6402-6620
https://www.zimmerbiomet.com/ja

● カスタマーサービス（商品のご注文）…… Tel.0463-30-4801
Fax.0463-30-4821
● 製品のお問合せ …… Tel.03-6402-6619

営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡

© 2020 Zimmer Biomet G.K.
ZJ-801-1 (E) 6/2020 ONE Planner Guideカタログ