CPMotion PRO™

主な治療部位 TREATMENT AREA



股関節



膝関節

製造販売業者

BTL Japan 株式会社

https://www.btljapan.com/

東京本社 〒105-0014
東京都港区芝2-3-3 JRE芝二丁目大門ビル 4F
TEL：03-6273-1588　FAX：03-6260-6010

大阪本社 〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5-2-5 中島第2ビル 5F
TEL：06-6732-9760　FAX：06-6732-9870

販売店

ZIMMER BIOMET

本社
〒105-0011
東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー 15F
TEL：03-6402-6600（代表）　FAX：03-6402-6620
https://www.zimmerbiomet.com/ja

CPMotion PRO™

CPMotion プロ

製品仕様 PRODUCT SPECIFICATIONS

可動範囲	膝:−10°~123°(±3)
速度範囲	膝:35°~260°/分
タイマー	59分 59秒
定格電源	AC100V / 50Hz to 60Hz
本体寸法	970mm(W) × 390mm(D) × 430~580mm(H)
本体重量	12kg

クラス分類	クラスⅡ 管理医療機器 特定保守管理医療機器
類別	機械器具58　整形用機械器具
一般的名称	能動型下肢用他動運動訓練装置 JMDN:35977002
販売名	BTL CPMotion シリーズ
モデル名	CPMotion プロ
認証番号	305AGBZX00051000

本体 CPMotion PRO



P093.002

付属品 ACCESSORIES

◆電源コード
◆リモートコントロール
◆取扱説明書

治療風景 TREATMENT



リモートコントロール CONTROL



P093.013

オプション



トローリー
P093.017

ZL-231-1

製造販売業者

BTL Japan 株式会社
https://www.btljapan.com/

東京本社 〒105-0014
東京都港区芝2-3-3 JRE芝二丁目大門ビル 4F
TEL：03-6273-1588　FAX：03-6260-6010

大阪本社 〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5-2-5 中島第2ビル 5F
TEL：06-6732-9760　FAX：06-6732-9870