Zimmer Biomet Cast Saw Ⅲ

ジンマーバイオメット キャストソー Ⅲ



20年に渡るキャストソーⅡの販売経験をもとに、
国産キャストソーが進化

Ordering Information

カタログ No.	品　名	
11-8899-002-00 ※	キャストソーⅢ	
	（付属品）	AC アダプタ 着脱電源コード
		中継ケーブル（六角レンチホルダー付）
		六角レンチ
1180-CAST-BLADE	ブレード 64mm X 5 枚入り	
7810-CAST-BLADE	ブレード 80.0mm X 5 枚入り	

販売名：ジンマーバイオメット キャストソーⅢ
医療機器製造販売届出番号：11B2X00062000017
規制区分　一般医療機器
一般的名称　電動式ギプスカッタ
※製造元は株式会社 的場電機製作所です。

販売名：キャスト ソー ブレード
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0005
規制区分　一般医療機器
一般的名称　ギプスカッタ用刃

ZIMMER BIOMET

更なる軽量化

前モデルに比べて 30% の軽量化を実現



安全スイッチの採用

不用意な誤操作を防ぐ機構を採用



ケーブル交換を可能に

故障の主要因を占めていたケーブルの断線時には、中継ケーブルだけを
交換できる機構を採用することで、修理に要する時間を大幅に短縮



専用収納ケース付き



Zimmer Biomet コネクトは、もうお使いですか？
過去にご購入いただいた Zimmer Biomet 製品 * の一元管理（製品購入履歴、修理情報、保守点検時期の把握、その他各種情報等）に役立ちます。
ご登録・ご利用共に**無料**です **。ぜひ、お問い合わせください。

5分でわかる
Zimmer Biometコネクト

* 対象製品：パワーツール等の備品
** Zimmer Biomet コネクトご利用施設様は、本サービスを受けるために必要となる適切な機器（PC 端末等）を自らの責任と負担において設置し使用するものとします。

本カタログは、作成時点の情報に基づいて記載しています。製品の在庫や販売状況に関しては、下記までお問合せください。

製造販売元

ZIMMER BIOMET

ジンマー バイオメット
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600（代表） Fax. 03-6402-6620
https://www.zimmerbiomet.com/ja

● カスタマーサービス（商品のご注文）…… Tel.03-6700-1071
Fax.0463-30-4821
● 修理のお問合せ …… Tel.0463-30-4805
● 製品のお問合せ …… Tel.03-6402-6604

SurgicalEquipment.Japan@zimmerbiomet.com
営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡

© 2024 Zimmer Biomet G.K.
ZL-164-3（E） 7/2024 ジンマーバイオメット キャストソーⅢ