HALL®
POWERED INSTRUMENTS

Hall® Titan™
Sternum Saw



Primary



Revision



Lithium Battery



ConMed

Primary



HALL Titan™ スターナムソーハンドピース

PRO9450B
スピード　MAX 14,500cpm
ストローク 3.2mm


■ Standardization:

・Powered tool 分野でご愛顧頂いている Power Pro®、M-Power® 2 Hall50™、HALL Titan™ ハンドピースとバッテリーは共通
・ブレード及び、ブレードガードは気動式スターナムソーと共通

■振動を軽減 :

・駆動軸とモーターを一直線上に配置する事により操作時の振動を軽減

使用ブレード



00-5059-532-00
スターナムソーブレード
10.0 x 35.0mmx0.6mm


Revision




HALL Titan™ オシレーティングソーハンドピース

PRO9300B
スピード：スタンダード　11,000cpm
ファスト　14,000cpm


使用ブレード




00-5071-228-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
44.5 x 40.0 x 0.4mm




00-5071-229-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
54.5 x 40.0 x 0.4mm



00-5071-125-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
50.0 x 19.0 x 0.4mm



00-5071-230-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
66.0 x 40.0 x 0.4mm



00-5071-126-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
63.0 x 19.0 x 0.4mm

Battery

Lithiumバッテリー

- 高容量 [1)]
- 長寿命 [1)]
- ハンドピースおよびアタッチメントと同条件のオートクレーブ滅菌が可能

[1)] Linvatec Nicad ラージバッテリーとの比較



L3-0000-000-00
リチウムチャージャー



L3-000L-G00-00
リチウムバッテリー



L3-000S-M00-00
スモールリチウムバッテリー

Nicadバッテリー

ラージバッテリー

PR-3010-000-00

- 大容量型（重量：457g）
- 大きなトルクが必要とされる症例向き



バッテリーチャージャー

PR-3600-000-00



トランスファーバッテリー

スモールトランスファー・バッテリーシステム



スモールトランスファー
バッテリー（267g）
PR-3520-000-00

スモールトランスファー
スリーブ
PR-3531-000-00

スモールトランスファー
バッテリーケース
PR-3521-000-00



スモールトランスファー
プラットフォーム
PR-3535-000-00



- 滅菌したバッテリーケースに、未滅菌のバッテリーパックを装着して使用

エアータイプ



エアータイプスターナムソー

00-5059-005-00
スピード　17,000cpm
ストローク　3.2mm



パワープロ エアーオシレーター

PR-6175-000-00
スピード　11,000cpm
振幅　4.5 度


Option

SAGITTAL SAW




製品名：MP+ サジタルソー
カタログ番号：PRO7200SE
最高回転数 20,000 cpm
設定可能範囲 20% ー 100%（10% 毎に設定可）
ブレードポジション 45˚毎、5 ポジション（180˚）

使用ブレード



00-5023-187-00
サジタルブレード
（イチョウバ、マイクロサジタルソー用）
50.0 x 24.0 x 0.4mm




00-5023-188-00
サジタルブレード
（イチョウバ、マイクロサジタルソー用）
63.0 x 24.0 x 0.4mm

OSCILLATING SAW




製品名：MP+ オシレーティングソー
カタログ番号：PRO7300SE
最高回転数 25,000 cpm
設定可能範囲 20% ー 100%（10% 毎に設定可）
ブレードポジション 45˚毎、8 ポジション（360˚）

使用ブレード



00-5023-169-00
オシレーティングブレード
10.0 x 35.0 x 0.4mm



00-5023-166-00
オシレーティングブレード
18.5 x 28.5 x 0.4mm

パワープロコントローラー

PR-2000-000-00



パワープロ コントローラー

■シンプルな操作性でリーズナブルなコントローラー
■使用可能ハンドピース
- マイクロパワー各種ハンドピース
- PowerPro Ⅱ電動ハンドピース
- シェーバーハンドピース

Hall50™ スターナムソー

カタログNo.	品　名
PRO9450B	HALL Titan™ スターナムソー
L3-000L-G00-00	リチウムバッテリー
L3-000S-M00-00	スモールリチウムバッテリー
L3-0000-000-00	リチウムチャージャー＊
PR-3600-000-00	バッテリーチャージャー＊
PR-3010-000-00	ラージバッテリー ※
PR-3205-000-00	滅菌ケース用フィルター（50 枚入り）＊
PR-3520-000-00	スモールトランスファーバッテリー ※
PR-3521-000-00	スモールトランスファーバッテリーケース ※
PR-3531-000-00	スモールトランスファースリーブ＊
PR-3535-000-00	スモールトランスファーバッテリープラットフォーム＊

医療機器製造販売認証番号 22100BZX00936000：バッテリー式 骨手術器械システム
※医療機器製造販売承認番号 22100BZX00609000：パワープロ・バッテリー骨手術器械システム
＊薬事法規対象外

気道式スターナムソー

カタログNo.	品　名
00-5059-005-00	ホールスターナムソーハンドピース（レンチ付き、スターナムガードは別売り）
00-5052-010-00	3メートルホース＊
00-5052-018-00	延長ホース3メートル＊
L3-M207-000-00	シングルレギュレーター＊
L3-M208-000-00	ダブルレギュレーター＊

医療機器製造販売届出番号 13B1X10228CD0030：ホールシリーズ4
＊薬事法規対象外

オプションハンドピース（リビジョン,小児）

カタログNo.	品　名
PRO9300B	HALL Titan™ オシレーティングソー
PR-6175-000-00	パワープロエアーオシレーター ※

医療機器製造販売認証番号 22100BZX00936000：バッテリー式 骨手術器械システム
※医療機器製造販売届出番号 13B1X10228CD0029：パワープロ・エアー骨手術器械システム

Micro　Power

カタログNo.	品　名
PRO7200SE	MP^{+} サジタルソー
PRO7300SE	MP^{+} オシレーティングソー
MC-5057-000-00	ユニバーサルコード＊
00-5020-053-00	2ペダルフットスイッチ ※
PR-2000-000-00	パワープロコントローラー ※ ※

医療機器製造販売承認番号 229ADBZX00010000：マイクロパワープラス
※医療機器製造販売承認番号 22100BZX00617000：マイクロチョイス
※※医療機器製造販売承認番号 22100BZX00607000：パワープロ システム
＊薬事法規対象外

アクセサリー

カタログNo.	品　名
00-5059-006-00	スターナムガード
00-5059-007-00	レンチ＊
00-5052-012-00	滅菌ケース＊
PR-6000-000-00	マイクロパワーシステム滅菌ケース＊

医療機器製造販売届出番号 13B1X10228CD0020：パワープロアタッチメント
＊薬事法規対象外

ブレード各種

カタログNo.	品　名
00-5059-532-00	スターナムソーブレード
00-5071-125-00	オシレーターブレード
00-5071-126-00	オシレーターブレード
00-5071-228-00	オシレーターブレード
00-5071-229-00	オシレーターブレード
00-5071-230-00	オシレーターブレード
00-5023-187-00	サジタルブレード ※
00-5023-188-00	サジタルブレード ※
00-5023-166-00	オシレーティングブレード
00-5023-169-00	オシレーティングブレード

医療機器製造販売承認番号 22100BZX00633000：滅菌済み骨手術器械用ブレード
※医療機器製造販売承認番号 22100BZX00628000：骨手術器械用ブレード

カタログ記載内容は、カタログ作成時点の内容に基づいています。製品の在庫や販売状況に関しては、下記までお問合せください。

ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600（代表） Fax. 03-6402-6620
https://www.zimmerbiomet.com/ja

- カスタマーサービス（商品のご注文）…… Tel.0463-30-4801
  Fax.0463-30-4821
- 修理のお問合せ …… Tel.0463-30-4805
- 製品のお問合せ …… Tel.03-6402-6604

SurgicalEquipment.Japan@zimmerbiomet.com

営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡

© 2021 Zimmer Biomet G.K.
ZJ-841-1（E） 2/2021 HALL Titan Sternum Sawカタログ