
Hall® Surgical

Traditional Blades and Burs

トラディショナル　ブレード／バー



適応機種

ミニドライバー
マキシドライバー
クラニオトーム
ミノス

CONMED

目　次

ページ

ブレード

ミニドライバー用ブレード

K120　サジタルソー用ブレード　1

K220　サジタルソー用ブレード　2

マキシドライバーⅡ及びマキシドライバー3用ブレード

オシレーティング ブレード　3

ニーブレード（膝用）　4

クラニオトーム用ブレード及びバー

ソーブレード　5

バー／ドリル　5

バー

ミディアムバー　6


ロングバー　7

エクストラロングバー　9

医療機器製造販売承認番号：22100BZX00628000
販売名：骨手術器械用 ブレード


ブレード

サジタル ブレード　ミニドライバー（K120）用




ミニドライバー用　K 120　サジタル ソー
ブレード 弧：8°

概観図




サジタル ブレード


	Description	刃幅（mm）	最大カット長（mm）	刃厚（mm）	カット厚（mm）
L3-K121-000-00	細目	6.4	15.1	0.71	0.89




	Description	刃幅（mm）	最大カット長（mm）	刃厚（mm）	カット厚（mm）
L3-K133-000-00	細目	10.4	15.1	0.38	0.56




	Description	刃幅（mm）	最大カット長（mm）	刃厚（mm）	カット厚（mm）
L3-K131-000-00	細目	6.4	15.1	0.38	0.56




	Description	刃幅（mm）	最大カット長（mm）	刃厚（mm）	カット厚（mm）
L3-K134-000-00	細目	10.4	31.0	0.38	0.56



	Description	刃幅（mm）	最大カット長（mm）	刃厚（mm）	カット厚（mm）
L3-K132-000-00	細目	6.4	31.0	0.38	0.56




	Description	刃幅（mm）	最大カット長（mm）	刃厚（mm）	カット厚（mm）
L3-K136-000-00	細目	8.0	25.0	0.38	0.64





ブレード

サジタル ブレード　ミニドライバー（K220）用



ミニドライバー用　K220　サジタル ソー
ブレード弧：8°







概観図

サジタル ブレード


	Description	刃幅（mm）	最大カット長（mm）	刃厚（mm）	カット厚（mm）
L3-K141-000-00	細目	6.4	14.2	0.71	0.97




	Description	刃幅（mm）	最大カット長（mm）	刃厚（mm）	カット厚（mm）
L3-K144-000-00	細目	10.2	30.3	0.71	0.97




	Description	刃幅（mm）	最大カット長（mm）	刃厚（mm）	カット厚（mm）
L3-K142-000-00	細目	6.4	30.0	0.71	0.97




	Description	刃幅（mm）	最大カット長（mm）	刃厚（mm）	カット厚（mm）
L3-K148-000-00	細目	9.5	27.4	0.38	0.65



	Description	刃幅（mm）	最大カット長（mm）	刃厚（mm）	カット厚（mm）
L3-K143-000-00	細目	10.2	14.2	0.71	0.97




	Description	刃幅（mm）	最大カット長（mm）	刃厚（mm）	カット厚（mm）
L3-K151-000-00	細目	6.4	14.2	0.38	0.65




ブレード

オシレーティング ブレード　マキシドライバー用




マキシドライバー用　L320　オシレーティング ソー
アタッチメント　ブレード弧：4.5°




マキシドライバー用　G220　オシレーティング ソー
アタッチメント　ブレード弧：4.5

上面図




側面図




概観図

オシレーティング ブレード


	Description	刃幅(mm)	最大カット長(mm)	刃厚(mm)	カット厚(mm)
L3-L121-000-00	荒目	14.7	60.8	0.97	1.63




	Description	刃幅(mm)	最大カット長(mm)	刃厚(mm)	カット厚(mm)
L3-L129-000-00	細目	14.7	59.8	0.64	1.02




	Description	刃幅(mm)	最大カット長(mm)	刃厚(mm)	カット厚(mm)
L3-L122-000-00	荒目	29.6	60.8	0.97	1.63



	Description	刃幅(mm)	最大カット長(mm)	刃厚(mm)	カット厚(mm)
L3-L131-000-00	細目	29.7	73.5	0.97	0.97



	Description	刃幅(mm)	最大カット長(mm)	刃厚(mm)	カット厚(mm)
L3-L124-000-00	荒目	29.6	60.8	0.64	1.17




ブレード


マキシドライバー用

ニーブレード（膝用）


	Description	刃幅(mm)	最大カット長(mm)	刃厚(mm)	カット厚(mm)
L3-L191-000-00	ダイヤモンドカット荒目	25.4	90.0	1.27	1.27



	Description	刃幅(mm)	最大カット長(mm)	刃厚(mm)	カット厚(mm)
L3-L192-000-00	ダイヤモンドカット荒目	25.4	90.0	0.89	0.89




	Description	刃幅(mm)	最大カット長(mm)	刃厚(mm)	カット厚(mm)
L3-L197-000-00	ダイヤモンドカット荒目	19.1	90.0	1.27	1.27



※1 医療機器製造販売承認番号：22100BZX00626000
販売名：骨手術器械用バー
※2 医療機器製造販売承認番号：22100BZX00627000
販売名：骨手術器械用バー（エア式用）

ブレード及びバー


クラニオトミー ブレード　クラニオトーム用



概観図


ソーブレード

	Description	ヘッド直径（mm）	ヘッド長（mm）
L3-C451-000-00 ※1	頭蓋用	1.8	29.2



バー／ドリル

	Description	ヘッド直径（mm）	ヘッド長（mm）
L3-C426-000-00 ※2	ワイヤーパスドリル	1.9	6.4




医療機器製造販売承認番号：22100BZX00626000
販売名：骨手術器械用バー

ミディアムバー


ミノス、マイクロドライバー用

ミディアムバー カーバイド


	Description	ヘッド直径（mm）	全長（mm）
L3-M23R-000-00	ラウンド	2.3	50.8



	Description	ヘッド直径（mm）	ヘッド長（mm）	全長（mm）
L3-M40B-000-00	バーレル	4.0	7.9	46.0



	Description	ヘッド直径（mm）	ヘッド長（mm）	全長（mm）
L3-M45C-000-00	コーン	4.5	12.0	50.1




必ずミディアムバー専用のバーガード（L3-A212-000-00、L3-U200-000-00）と合わせてお使い下さい。

ロングバー


ミノス、マイクロドライバー用

ロングバー カーバイド


	Description	ヘッド直径(mm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)
L3-L12T-000-00	テーパード サイドカッティング	1.2	9.9	73.0




	Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
L3-L30R-000-00	ラウンド	3.0	65.9




	Description	ヘッド直径(mm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)
L3-L20T-000-00	テーパード サイドカッティング	2.0	21.9	76.2




	Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
L3-L40R-000-00	ラウンド	4.0	67.1




	Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
L3-L18R-000-00	ラウンド	1.7	73.0




	Description	ヘッド直径(mm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)
L3-L40B-000-00	バーレル	4.0	7.9	68.2




	Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
L3-L20R-000-00	ラウンド	2.0	75.0



	Description	ヘッド直径(mm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)
L3-L45C-000-00	コーン	4.5	12.0	70.4



	Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
L3-L23R-000-00	ラウンド	2.3	73.0



必ずロングバー専用のバーガード（L3-A211-000-00、L3-A235-S00-00、L3-U211-000-00）と合わせてお使い下さい。


医療機器製造販売承認番号：22100BZX00626000
販売名：骨手術器械用バー

ロングバー


ミノス、マイクロドライバー用

ロングバー カーバイド

	Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
L3-L50R-000-00	ラウンド	5.0	68.2




	Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
L3-L60R-000-00	ラウンド	6.0	69.3




必ずロングバー専用のバーガード（L3-A211-000-00、L3-A235-S00-00、L3-U211-000-00）と合わせてお使い下さい。

ロングバー ダイアモンド


	Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
L3-L10D-000-00	ラウンド	1.0	63.8




	Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
L3-L40D-000-00	ラウンド	4.0	65.8




	Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
L3-L20D-000-00	ラウンド	2.0	64.6



	Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
L3-L50D-000-00	ラウンド	5.0	67.0



	Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
L3-L30D-000-00	ラウンド	3.0	65.0




必ずロングバー専用のバーガード（L3-A211-000-00、L3-A235-S00-00、L3-U211-000-00）と合わせてお使い下さい。

医療機器製造販売承認番号：22100BZX00626000
販売名：骨手術器械用バー


エクストラロングバー

ミノス、マイクロドライバー用


エクストラロングバー カーバイド




Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
ラウンド	2.0	95.0
L3-X20R-000-00		




Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
ラウンド	3.0	95.0
L3-X30R-000-00		




Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
ラウンド	4.0	89.4
L3-X40R-000-00		



Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
ラウンド	5.0	90.4
L3-X50R-000-00		



Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
ラウンド	6.0	91.5
L3-X60R-000-00		



Description	ヘッド直径(mm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)
バーレル	4.0	7.9	93.6
L3-X40B-000-00			


必ずエクストラロングバー専用のバーガード（L3-A223-000-00、L3-A245-S00-00、L3-U212-000-00)と合わせてお使い下さい。

医療機器製造販売承認番号：22100BZX00626000
販売名：骨手術器械用バー


エクストラロングバー

ミノス、マイクロドライバー用


エクストラロングバー ダイアモンド




Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
ラウンド	1.0	86.9
L3-X10D-000-00		




Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
ラウンド	2.0	87.4
L3-X20D-000-00		



Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
ラウンド	3.0	88.6
L3-X30D-000-00		



Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
ラウンド	4.0	89.0
L3-X40D-000-00		



Description	ヘッド直径(mm)	全長(mm)
ラウンド	5.0	90.1
L3-X50D-000-00		

必ずエクストラロングバー専用のバーガード（L3-A223-000-00、L3-A245-S00-00、L3-U212-000-00)と合わせてお使い下さい。

注 意

- 滅菌済（一部製品除く）、1本入り、ディスポーザブル
- ConMedパワードインストルメントシステムには、必ずConMedブレード／バーをご使用ください。

カタログ記載内容は、カタログ作成時点の内容に基づいています。製品の在庫や販売状況に関しては、下記までお問合せください。

ZIMMER BIOMET

ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600（代表） Fax. 03-6402-6620
https://www.zimmerbiomet.com/ja

- カスタマーサービス（商品のご注文）…… Tel.03-6700-1071 Fax.0463-30-4821
- 修理のお問合せ …… Tel.0463-30-4805
- 製品のお問合せ …… Tel.03-6402-6604

SurgicalEquipment.Japan@zimmerbiomet.com

営業拠点:札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡

© 2022 Zimmer Biomet G.K.
ZJ-283-7(E) 2/2022 3Mブレード／バーカタログ