HALL®
MicroPower+シリーズ

マイクロパワープラス電動式手術器械システム



Control and precision
in the palm
of your hand

CONMED

HALL® Surgical system

Complete offering for orthopedics surgery



MP+ ハイスピードドリル
PRO7000SE



MP+ ミディアムスピードドリル
PRO7100SE




パワープロⅡオシレーター
PR-6125-000-00
TKA・THA 適応可能



MP+ サジタルソー
PRO7200SE



MP+ オシレーティングソー
PRO7300SE



MP+ レシプロケーティングソー
PRO7400SE



D4000A コンソールまたは D4000 コンソールで
これら 全てのハンドピースに接続できます



E9000 ハイスピードドリル
E0-9010-000-00
（脳外科／脊椎外科用）



エルゴ 2 ボタンシェーバー
D0-4240-000-00



パワープロⅡミニドライバー
PR-6100-000-00
TKA・THA 適応可能



ターボ 2 ボタンシェーバー
D0-9924-000-00



ジャコブスチャック 6.4mm
PR-2041-000-00



スモール AO ドリルアタッチメント
PR-2038-000-00



サジタルソー
PR-2043-000-00





パワープロⅡ
ワイヤードライバー
把持径：0.7 ～ 1.6mm
PR-6128-000-00

レシプロケーティングソー
PR-6045-000-00





ピンドライバー
把持径：1.8 ～ 4.0mm
PR-6140-000-00

マイクロシェーバーハンドピース
（小関節用）
MC-9840-000-00



MicroPower+New System Overview

Pencil type handpiece

MicroPower+はコントロール性および高い安定性を得るためにグリップ部にフレア形状を採用しました。
グリップの握り方に応じて着脱可能なハンドスイッチを延長することができます。



品　名	MP+ ハイスピードドリル
カタログNo.	PRO7000SE
最高回転数	100,000 rpm
設定可能範囲	10,000-100,000 rpm
最大トルク	2 in.-oz.



品　名	MP+ ミディアムスピードドリル
カタログ No.	PRO7100SE
最高回転数	25,000 rpm
設定可能範囲	1,000-25,000 rpm
最大トルク	6 in.-oz.



品　名	MP+ サジタルソー
カタログNo.	PRO7200SE
最高回転数	20,000 cpm
設定可能範囲	20%-100%（10%毎に設定可）
ブレード角度	45˚毎、5ポジション（180˚）




品　名	MP+ オシレーティングソー
カタログNo.	PRO7300SE
最高回転数	25,000 cpm
設定可能範囲	20%-100%（10%毎に設定可）
ブレード角度	45˚毎、8ポジション（360˚）




品　名	MP+ レシプロケーティングソー
カタログNo.	PRO7400SE
最高回転数	17,000 cpm
設定可能範囲	20%-100%（10%毎に設定可）
ブレード角度	180˚毎、2ポジション （フラットブレード） 360˚任意方向 （ラウンドシャフトブレード/ラスプ）

Why Hall® Powered Instruments?





オシレーティングソーは 45° 間隔で任意の位置にブレードを装着可能



フットスイッチにも対応できるようハンドスイッチの取り外しが可能。レシプロケーティングソーおよびハイスピード / ミディアムスピードハンドピースに関してはハンドスイッチの長さが場面に応じて調整可能



サジタルソーヘッドは、術者の好みに合わせてヘッド位置を 45° ずつ回転可能

Attachments & Accessories

Other Bur guard



ミディアムバーガード
00-1375-012-00



ロングバーガード
00-1375-011-00



エキストラロングバーガード
00-1375-023-00

Cord / Footswitch

※マイクロパワー各種ハンドピースは、ハンドレバーの他にフットスイッチによる操作も可能です。



ユニバーサルコード
MC-5057-000-00



3 ペダルフットスイッチ
MC-9863-000-00



2 ペダルフットスイッチ
00-5020-053-00

Sterilized Case & Container

※ユニバーサル滅菌ケース（00-5052-012-00）もご使用いただけます。

（上段）
スモールボーンインサート
PRO7003T
（下段）
1/2 ステリライゼーション
コンテナ
TR-12R0-000-00



マイクロパワーシステム滅菌ケース
PR-6000-000-00

スモールボーンとラージボーン
ハンドピースを積載可能



HALL® Powerpro Ⅱ & Console

Pistol type handpiece

PowerPro Electric システムとの融合により、1 台のコンソールでスモールボーンから人工関節置換術や髄内釘固定術などに代表されるラージ ボーンまでの領域をカバーできます。

Handpieces



パワープロⅡミニドライバー
PR-6100-000-00

Drilling



スモール AO ドリルアタッチメント
PR-2038-000-00



トリンケル /AO チャック
PR-2029-000-00



ジャコブスチャック 4.0mm
PR-2030-000-00



ジャコブスチャック 6.4mm
PR-2041-000-00



キーレスチャックⅡ 3.2mm
PR-6050-000-00



キーレスチャック 6.4mm
PR-2250-000-00

Sawing



サジタルソー
PR-2043-000-00



レシプロケーティングソー
PR-6045-000-00

Reaming



5：1 ハイトルク ジャコブスチャック 6.4mm
PR-6042-000-00



5：1 ジンマー / ハドソン リーマーチャック
PR-6047-000-00

Pin & Wire Drivers



パワープロⅡ
ワイヤードライバー
把持径：0.7 ～ 1.6mm
PR-6128-000-00



ピンドライバー
把持径：1.8 ～ 4.0mm
PR-6140-000-00

※ 上記以外のアタッチメントにつきましてはパワープロ総合カタログをご参照下さい。

Console



D4000A イリゲーション付コンソール
D4000A

術部へのイリゲーション用ポンプ内蔵
使用可能なハンドピースは、マイクロパワー各種ハンドピース、PowerPro Ⅱ電動ハンドピース、シェー バー、パーフォレーターなど 1 台で同時に 2 台接続 可能



D4000 コンソール
D4000

イリゲーション機能なし、
ハンドピース 2 台同時接続可能



パワープロコントローラー
PR-2000-000-00

イリゲーション機能なし、
ハンドピース 1 台接続可能

Ordering Information

MICROPOWER+ SYSTEM

PRO7000SE	MP+ハイスピードドリル	
PRO7100SE	MP+ミディアムスピードドリル	
PRO7200SE	MP+サジタルソー	
PRO7300SE	MP+オシレーティングソー	
PRO7400SE	MP+ レシプロケーティングソー	

BUR GUARDS AND ATTACHMENTS

00-1375-012-00	ミディアムバーガード	※ 1
00-1375-011-00	ロングバーガード	※ 1
00-1375-023-00	エキストラロングバーガード	※ 1

ELECTRIC CONSOLES

D4000	D4000コンソール	
D4000A	D4000コンソールイリゲーション	
PR-2000-000-00	パワープロコントローラー	※ 2

ELECTRIC ACCESSORIES

MC-9863-000-00	3ペダルフットスイッチ	※ 3
00-5020-053-00	2ペダルフットスイッチ	※ 4
MC-5057-000-00	ユニバーサルコード	※ 5

IRRIGATION ACCESSORIES

E0-9418-000-00	E9000チュービングセット(ディスポーザブル滅菌品 5ヶ入)	※ 6
00-6020-260-00	スマートガードイリゲーションチップ(ディスポーザブル滅菌品5ヶ入)	※ 7

E9000 HANDPIECES

E0-9010-000-00	E9000ハイスピードドリル	※ 8

POWERPRO HANDPIECE

PR-6100-000-00	パワープロⅡミニドライバー	※ 9
PR-6125-000-00	パワープロⅡオシレーター	※ 9

POWERPRO ATTACHMENTS

PR-2030-000-00	ジャコブスチャック 4.0mm	※ 10
PR-2041-000-00	ジャコブスチャック 6.4mm	※ 10
PR-2250-000-00	キーレスチャック 6.4mm	※ 10
PR-6050-000-00	キーレスチャックⅡ 3.2mm	※ 10
PR-2038-000-00	スモール AO ドリルアタッチメント	※ 10
PR-2029-000-00	トリンケル／ AO チャック	※ 10
PR-6128-000-00	パワープロⅡ ワイヤードライバー	※ 10
PR-6140-000-00	ピンドライバー	※ 10
PR-6042-000-00	5：1 ハイトルクジャコブスチャック 6.4mm	※ 10
PR-6047-000-00	5：1 ジンマー／ハドソンリーマーチャック	※ 10
PR-2043-000-00	サジタルソー	※ 10
PR-6045-000-00	レシプロケーティングソー	※ 10

SHAVERS

MC-9840-000-00	マイクロシェーバーハンドピース	※ 3
D0-9924-000-00	ターボ 2 ボタンシェーバー	※ 3
D0-4240-000-00	エルゴ 2 ボタンシェーバー	※ 11

STERILIZATION TRAYS

PR-6000-000-00	マイクロパワー システム滅菌ケース	※ 5
00-5052-012-00	ユニバーサル滅菌ケース	※ 5
PRO7003T	スモールボーンインサート	※ 5
TR-12R0-000-00	1/2 ステリライゼーションコンテナ	※ 5

販売名：マイクロパワープラス
医療機器製造販売認証番号：229ADBZX00010000
薬事クラス分類：管理医療機器
一般的名称：電動式骨手術器械

※ 1 販売名：マイクロ 100 サージカルシステム／サージエアトーム
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0031
薬事クラス分類：一般医療機器
一般的名称：エア式骨手術器械

※ 2 販売名：パワープロ システム
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00607000
薬事クラス分類：管理医療機器
一般的名称：電動式骨手術器械

※ 3 販売名：リンバテック シェーバー システム
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0016
薬事クラス分類：一般医療機器
一般的名称：シェーバシステム

※ 4 販売名：マイクロチョイス
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00617000
薬事クラス分類：管理医療機器
一般的名称：電動式骨手術器械

※ 5 薬事法規対象外

※ 6 販売名：ドリル用イリゲーションチューブ
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0007
薬事クラス分類：一般医療機器
一般的名称：電動式生体用洗浄器

※ 7 販売名：リンバテック イリゲーション チップ
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00621000
薬事クラス分類：管理医療機器
一般的名称：単回使用関節手術用器械

※ 8 販売名：E9000 システム
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00576000
薬事クラス分類：管理医療機器
一般的名称：電動式骨手術器械

※ 9 販売名：パワープロⅡ ミニドライバー システム
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00610000
薬事クラス分類：管理医療機器
一般的名称：電動式骨手術器械

※ 10 販売名：パワープロアタッチメント
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0020
薬事クラス分類：一般医療機器
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント

※ 11 販売名：コンメドシェーバーシステム
医療機器製造販売届出番号：13B1X10241SP0027
薬事クラス分類：一般医療機器
一般的名称：シェーバシステム

本資料に示された内容の著作権、商標権、及びその他の知的財産権は、特に断りのない限り適宜 Zimmer Biomet またはその支社に帰属し、これらの全てまたは一部を Zimmer Biomet の書面による許諾なしに再利用、複製、及び公開することはできません。【禁忌・禁止】、【使用目的又は効果】、【使用上の注意】、及び不具合・有害事象等の情報については、本製品の添付文書及び https://www.zimmerbiomet.jp/ja を確認して下さい。

ZIMMER BIOMET

ジンマー バイオメット
本社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー12階
https://www.zimmerbiomet.jp/ja
カスタマーサービス Tel: 03-6700-1071 Fax: 0463-30-4821

© 2026 Zimmer Biomet G.K.