ZIMMER BIOMET

Tourniquet Cuff Series

Low profile, High performance

Reusable Cuff

Zimmer Biomet リユーザブルカフは、ロープロファイルデザインと CPC コネクターの採用により、カフのねじれ、ピンチング、エアー漏れのリスクを大幅に低減させます。

- ロープロファイルデザイン：術野の妨げにならないデザイン。
- 豊富なサイズバリエーション：患者に最適なカフの選択が可能です。
- CPC コネクター：ロック機能付きで、エアー漏れやホースのずれの心配がありません。
- 互換性：シングルポート用 / デュアルポート用それぞれ歴代のタニケットに使用可能です。



Disposable Cuff

Zimmer Biomet ディスポ―ザブルカフは、四肢との接触面積を広くとるデザインにより、タニケット圧の設定値を低く抑える可能性を広げます。 [1, 2, 3]

- 滅菌済み：交差感染のリスクを最小化します。
- Non Cleaning:：単回使用品のため、術後洗浄の必要はありません。
- 豊富なサイズバリエーション：患者に最適なカフの選択が可能です。
- ラテックスフリー
- CPC コネクター採用
- 滅菌済み延長ホース



Protection Sleeve

Zimmer Biomet プロテクションスリーブは、カフ接触下での皮膚の引きつりや挟み込みを防止します。



1. Younger ASE, McEwen JA, Inkpen K. Wide contoured thigh cuffsand automated limb occlusion measurement allow lower tourniquet pressures. Clin Orthop. November 2004; (428):286-293
2. Heston B. Tourniquet Pressure Mapping: Visually AnalyzingTourniquet Cuff Efficiency Using Tekscan Pressure Measuring. Report on file, Zimmer Surgical, Inc., Dover, OH 2010
3. AORN, recommended practices for use of the pneumatic tourniquet.In: Perioperative standards and recommended practices. 2014 ed. Denver, CO: AORN, Inc.; 2014. p 183-208

Ordering Information

リユーザブルカフ

デュアルポート、シングルカフ(A.T.S.3000, A.T.S.4000用)

カタログNo.	品　名	仕様	リボン色	入数
60-7500-001-00	20cm ATS シングル カフ	82(w) X 200(L)	白	1個
60-7500-002-00	30cm ATS シングル カフ	107(w) X 310(L)	水色	1個
60-7500-003-00	46cm ATS シングル カフ	107(w) X 460(L)	赤	1個
60-7500-004-00	61cm ATS シングル カフ	107(w) X 610(L)	緑	1個
60-7500-005-00	76cm ATS シングル カフ	107(w) X 760(L)	青	1個
60-7500-006-00	86cm ATS シングル カフ	107(w) X 860(L)	茶	1個
60-7500-007-00	107cm ATS シングル カフ	107(w) X 1,070(L)	エンジ	1個
60-8100-001-00	ATS エクストラ スモール アダルト カフ	76(w) X 378(L)	黄	1個
60-8100-002-00	ATS スモール アダルト カフ	89(w) X 450(L)	灰	1個

デュアルポート、ダブルカフ(A.T.S.3000, A.T.S.4000用)

60-7555-001-00	30cm ATS ダブル カフ	143(w) X 310(L)	水色	1個
60-7555-002-00	46cm ATS ダブル カフ	143(w) X 460(L)	赤	1個
60-7555-003-00	61cm ATS ダブル カフ	143(w) X 610(L)	緑	1個

シングルポート、シングルカフ(A.T.S750, PTSii用)

カタログNo.	品　名	仕様	リボン色	入数
60-7600-001-00	20cm インフラ/ATS750 シングル カフ ＊	82(w) X 200(L)	白	1個
60-7600-002-00	30cm インフラ/ATS750 シングル カフ ＊	107(w) X 310(L)	水色	1個
60-7600-003-00	46cm インフラ/ATS750 シングル カフ ＊	107(w) X 460(L)	赤	1個
60-7600-004-00	61cm インフラ/ATS750 シングル カフ ＊	107(w) X 610(L)	緑	1個
60-7600-005-00	76cm インフラ/ATS750 シングル カフ ＊	107(w) X 760(L)	青	1個
60-7600-006-00	86cm インフラ/ATS750 シングル カフ ＊	107(w) X 860(L)	茶	1個
60-7600-007-00	107cm インフラ/ATS750 シングル カフ ＊	107(w) X 1,070(L)	エンジ	1個
60-8000-001-00	エクストラ スモール アダルト カフ＊	76(w) X 378(L)	黄	1個
60-8000-002-00	スモール アダルト カフ＊	89(w) X 450(L)	灰	1個

カフ接続ホース

カタログNo.	品　名	仕様	入数
60-2790-001-00	ATS500/750ホース(赤) ＊	長さ:4m、ルアーロック用アダプター付き	1個
60-2790-002-00	ATS500/750ホース(青) ＊	長さ:4m、ルアーロック用アダプター付き	1個
60-4017-001-00	カフ接続ホース(青／白)	長さ:4m、ルアーロック用アダプター付き	1個
60-4018-001-00	カフ接続ホース(赤／白)	長さ:4m、ルアーロック用アダプター付き	1個

販売名：ATS3000 タニケットシステム
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0001
＊販売名：ATS750 タニケットシステム
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0004

ディスポーザブルカフ

デュアルポート、シングルカフ、スリーブなし(A.T.S.3000,A.T.S.4000用)

カタログNo.	品　名	仕様	リボン色	スリーブ	滅菌	使用回数	入数
60-7070-101-00	20cmデュアルポートディスポカフ	70(w) X 222(L)	白	なし	滅菌済み	単回使用	1箱 10個入り
60-7070-102-00	30cmデュアルポートディスポカフ	105(w) X 324(L)	水色				
60-7070-103-00	46cmデュアルポートディスポカフ	105(w) X 479(L)	赤				
60-7070-104-00	61cmデュアルポートディスポカフ	105(w) X 635(L)	緑				
60-7070-105-00	76cmデュアルポートディスポカフ	105(w) X 784(L)	青				
60-7070-106-00	86cmデュアルポートディスポカフ	105(w) X 891(L)	茶				
60-7070-107-00	107cmデュアルポートディスポカフ	105(w) X 1,092(L)	エンジ				

デュアルポート、ダブルカフ、スリーブなし(A.T.S.3000,A.T.S.4000用)

60-7080-101-00	30cmデュアルポートディスポダブルカフ		水色	なし	滅菌済み	単回使用	1箱 10個入り
60-7080-102-00	46cmデュアルポートディスポダブルカフ		赤				
60-7080-103-00	61cmデュアルポートディスポダブルカフ		緑				

販売名：滅菌済みカフ
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0011

デュアルポート、シングルカフ、スリーブ付(A.T.S.3000,A.T.S.4000用)

カタログNo.	品　名	仕様	リボン色	スリーブ	滅菌	使用回数	入数
60-7070-151-00	20cmデュアルポートディスポカフW/S	70(w) X 222(L)	白	スリーブ付	滅菌済み	単回使用	1箱 10個入り
60-7070-152-00	30cmデュアルポートディスポカフW/S	105(w) X 324(L)	水色				
60-7070-153-00	46cmデュアルポートディスポカフW/S	105(w) X 479(L)	赤				
60-7070-154-00	61cmデュアルポートディスポカフW/S	105(w) X 635(L)	緑				
60-7070-155-00	76cmデュアルポートディスポカフW/S	105(w) X 784(L)	青				
60-7070-156-00	86cmデュアルポートディスポカフW/S	105(w) X 891(L)	茶				
60-7070-157-00	107cmデュアルポートディスポカフW/S	105(w) X 1092(L)	エンジ				

デュアルポート、ダブルカフ、スリーブ付(A.T.S.3000,A.T.S.4000用)

60-7080-152-00	46cmデュアルポートディスポダブルカフW/S		赤	スリーブ付	滅菌済み	単回使用	1箱 10個入り
60-7080-153-00	61cmデュアルポートディスポダブルカフW/S		緑				

シングルポート、シングルカフ、スリーブなし(A.T.S.750,PTSii用)

カタログNo.	品　名	仕様	リボン色	スリーブ	滅菌	使用回数	入数
60-7075-101-00	20cmシングルポートディスポカフ	70(w)X 222(L)	白	なし	滅菌済み	単回使用	1箱 10個入り
60-7075-102-00	30cmシングルポートディスポカフ	105(w)X 324(L)	水色				
60-7075-103-00	46cmシングルポートディスポカフ	105(w)X 479(L)	赤				
60-7075-104-00	61cmシングルポートディスポカフ	105(w)X 635(L)	緑				
60-7075-105-00	76cmシングルポートディスポカフ	105(w)X 784(L)	青				
60-7075-106-00	86cmシングルポートディスポカフ	105(w)X 891(L)	茶				
60-7075-107-00	107cmシングルポートディスポカフ	105(w)X 1092(L)	エンジ				

シングルポート、シングルカフ、スリーブ付(A.T.S.750, PTSii用)

60-7075-152-00	30cmシングルポートディスポカフW/S	105(w)X 324(L)	水色	スリーブ付	滅菌済み	単回使用	1箱 10個入り
60-7075-153-00	46cmシングルポートディスポカフW/S	105(w)X 479(L)	赤				
60-7075-154-00	61cmシングルポートディスポカフW/S	105(w)X 635(L)	緑				
60-7075-155-00	76cmシングルポートディスポカフW/S	105(w)X 784(L)	青				
60-7075-156-00	86cmシングルポートディスポカフW/S	105(w)X 891(L)	茶				
60-7075-157-00	107cmシングルポートディスポカフW/S	105(w)X 1092(L)	エンジ				

スリーブ

カタログNo.	品　名	滅菌	使用回数	入数
60-8000-008-00	20cmカフスリーブ	滅菌済み	単回使用	1箱 10個入り
60-8000-012-00	30cmカフスリーブ			
60-8000-018-00	46cmカフスリーブ			
60-8000-024-00	61cmカフスリーブ			
60-8000-030-00	76cmカフスリーブ			
60-8000-034-00	86cmカフスリーブ			
60-8000-042-00	107cmカフスリーブ			

延長ホース

カタログNo.	品　名	滅菌	使用回数	入数
60-1812-101-00	デュアルエクステンションホース　W/ポジティブロッキングコネクター	滅菌済み	単回使用	1箱 20個入り
60-4009-101-00	シングルエクステンションホース　W/ポジティブロッキングコネクター			

販売名：滅菌済みカフ
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0011

カタログ記載内容は、カタログ作成時点の内容に基づいています。製品の在庫や販売状況に関しては、下記までお問合せください。

ZIMMER BIOMET

ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600(代表) Fax. 03-6402-6620
https://www.zimmerbiomet.com/ja

- カスタマーサービス(商品のご注文)…… Tel.0463-30-4801
  Fax.0463-30-4821
- 修理のお問合せ …… Tel.0463-30-4805
- 製品のお問合せ …… Tel.03-6402-6604

SurgicalEquipment.Japan@zimmerbiomet.com

営業拠点:札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡

© 2017 Zimmer Biomet G.K.
ZJ-643-2(E) 8/2021 タニケット カフカタログ